

DERMALS

Aesthetics

LONDON

Beauty Lasers

March, 2021



DERMALS

Aesthetics

Enhancing confidence ...

www.dermals.net
info@dermals.net
+447725233232
Kemp House, 160 City Road,
London, United Kingdom

Distributor Eksklusiv DERMALS SHPK 0038349411118



UK Professional Beauty Lasers

British Design under supervision of
Royal Medical Aesthetics Association

2021

EVOLVE WITH DERMALS

DERMALS has been a leading manufacturer and supplier of light-based aesthetic and medical treatment systems in United Kingdom. Its products and service are widely used in private hospitals, cosmetic clinics and aesthetic centers , with a large range of treatments for skin rejuvenation, hair removal as well as body contouring.

Our comprehensive range of award-winning equipment and supportive services ensure that the highest standards are met in every aspect of Dermal's business operation which provides you and your customers with high value of money, and above all, superb treatments, training and business support.

With DERMALS as part of your aesthetic business you can inspire and empower your clients to enhance their natural beauty and improve their quality of life with safe, predictable and effective treatments.

ENHANCING LIFE
Through Technology



Beauty lasers

KOD	PRODUKTI	Faqe
D301	DERMALS SKINPRIME	7-9
D302	DERMALS HYDRAMASTER	10-12
D303	DERMALS FRAXEL	13-15
D304	DERMALS EM SHAPE PRO	16-18
D305	DERMALS TERMINATOR	19-23
D306	DERMALS ERASER	24-26
D307	DERMALS FATFREEZING COOL 360	27-29
D308	DERMALS VELASLIM	30-32
D309	DERMALS GOLD RF	33-35
D310	SEEPER	36-36
D311	SUNROOM SOLAR	39-41
D312	DERMALS CAPSULE	42-47

| 1

D301

2021

DERMALS SKIN PRIME

UK PROFESSIONAL ADVANCED HIFU

Radar Carving
4D multi-row
Liposonic
Vaginal tightness
Detection

Skin Prime is a multi-row fixed-point + 360 °non dead corner+ custom point + 360 °3D surround technology.

SKIN PRIME


V MAX Ultra cartridge
4D HiFu cartridge
LIPOSONIC cartridge
VAGINAL cartridge
2200 W



DERMALS

Rezultatet qe mund te arrihen me Skin Prime jane:

- Stimulimi i kolagjenit dhe elastines
- Zvogelimi i rrudhave.
- Shtrengimi i lekures se varur ne qafe.
- Ngritja e mollezave, vetullave.
- Permiresimi i perkufizimit te nofulles.
- Shtrengimi i dekoltes.
- Rigjenerimi i lekures
- Trajtimin dhe ngushtimin vaginal.




DERMALS Skin Prime perdoret per trajtimin e fytyres trupit dhe vagines:

FYTYRA: Rrudhat e ballit, rrudhat rreth syve, molleza, Nennjekrra, qafa.

TRUPI: Barkun, pjesen e brendshme te kofsheve, pjesen e jashtem te kofsheve, zonen e belit, pjesen e fundshpines, pjesen e brendshme te kraheve.

VAGINA: Relaksimn e indeve vaginale, trajtimin e thatesisë, permiresimin e tonusit dhe fortesise se murit vaginal, dhe ngushtimin e diametrit te vagines.



Benefitet e Skin Prime ne trajtimin e trupit

- Shtrin rrudhat ne bark dhe palosjet dhjamore,
- Tonifikon (terheq) lekuren
- Rrit elasticitetin e lekures
- Permireson teksturen e lekures
- Shkaterron qelizat dhjamore (humbje ne diameter)
- Redukton celulitin
- Formeson dhe tonifikon lekuren

SKIN PRIME

V MAX Ultra cartridge
4D HiFu cartridge
LIPOSONIC cartridge
VAGINAL cartridge
2200 W




DERMALS

DERMALS Skin Prime perdoret ne trajtimet per fytyre, trup dhe vagine duke stimuluar prodhimin e kolagenit, dhe elastines mungesa e te cileve eshte faktori kyq i plakjes.

HiFu nenkupton ultratingull te fokusuar me frekuence te larte qe deperton deri ne shtresat e thella te lekures, fytyres dhe trupit, i cili ultratingull stimulon terheqjen e lekures dhe shtrirjen e rudhave si dhe humbjen e pjeseve dhjamore ne menyre te shpejte.

Teknologjia Vmax e zhvilluar dhe patentuar nga Dermal, lejon qe efektet pozitive te HiFu klasike te rriter me 10 here si rezultat i penetrimeve ne shtresat me te thella te lekures.

Vmax HiFu ka shume perfitime estetike, dhe perdoret per te kundervepruar me shenjat e plakjes si renia e lekures dhe rrudhat ne fytyre, qafe dhe gjoks, si dhe heqjen e zones se ballit.



| 2

DERMALS

Hydra Master

UK PROFESSIONAL SKIN CARE

9 in 1 Hydra Beauty Skin System

D302

HYDRA MASTER

9 in 1
100-240VAC, 50Hz/60Hz
Vacuum: 100Kpa Max / 0 - 1 bar

DERMALS

1. Hydra Dermabrasion; Pastron thelle lekuren, heq pikat e zeza dhe te bardha, eshte e shkelqyeshme per te gjij llojet e lekurave, siguron rezultate te menjehershme.
2. Diamond Peeling; Heq shtresen e vdekur te lekures dhe papastertite (Exfoliate), permireson elasticitetin e lekures fytyres, qafes, dekoltes etj.
3. BIO me mikro rryme; Shtrengimi i lekures, permiresimi i tenit se lekures,
4. Frekuenca e larte; Zbatohet per puçrra / akne dhe purifikim te hundes, zvogelon poret e zmadhuara, zvogë rrudhat, rinovon lekuren.
5. Ultrasonik i fytyres dhe i syve; Ndhmon lekuren te thithe produktet e kujdesit, rrit efektet e trajtimeve me mesa faciale dhe produkte profesionale per kujdes dhe trajtim te lekures.
6. Kullimi limfatik; Masazh limfatik, relakson muskujt. Ndhmon ne eliminimin e rrudhave te imta
7. Drite LED; Zbardhja e lekures dhe sterilizimi anti-inflamator.
8. Sperkatje oksigjeni; Spray profesional rrit thithjen e vajrave esenciale dhe oksigjenizon lekuren
9. Pastrues i lekures; Pastrim i thelle e lekures



9 FUNCTIONS

1. High Frequency
2. Hydra Light Facial
3. Diamond Peeling
4. Ultrasonic
5. Oxygen Sprayer
6. Lymphatic Drainage
7. BIO - Lift
8. PDT LED Light
9. Skin Scrubber

HYDRA MASTER


9 in 1
100-240VAC, 50Hz/60Hz
Vacuum: 100Kpa Max / 0 - 1 bar

DERMALS

Dermals HydraMaster- është menyra me e mire e trajtimit të: lekures se demtuar nga dielli, poreve te zgjeruara dhe te papastra, akneve dhe akneve nenlekurore, shenjave nga aknet, pikave te bardha dhe te zeza, shenjave te plakjes, pigmentit siperfaqesor

Dermals HydraMaster - pastron thellesisht lekuren, aknet, pikat e zeza dhe papastertite tjera permes hidratimit; minimizon porete; permirson dukshem tenin e lekures dhe poreve, eleminon plotesisht shtresen e lekures se vdekur

Dermals HydraMaster permirson qarkullimin e gjakut duke rezultuar perqendrim me te madh te oksigenit ne kapilar keto jane parakusht per lekure te revitalizuar.



| 3

DERMALS Fraxel

UK PROFESSIONAL Co² Fraxel

CO₂ Fractional Laser System

D303

FRAXEL

10600 nm,
60 W medical,
Face/ body cartridge
Vaginal handle
220 V


DERMALS

Trajtimi me CO2 Fraxel laser është një procedurë e sigurt, jo - invazive dhe shërben për të përmirësuar sipërfaqen e lekures pasi: zvoglon porët, eliminon njollat e errëta, redukton rrudhat rreth syve dhe cikatricet e akneve, rinon dhe rifreskon qafën, dekolten dhe duart.

Fraxel është i shkëlqyer për të rigjeneruar lekuren sepse nxit prodhimin natyral të kolagenit dhe elastinës në dermis.

DERMALS FRAXEL Lazeri përdoret për:

- Trajtimin e rrudhave në zonën anësore të syve
- Eliminimin e rrudhave fine në të gjithë fytyrën
- Trajtimin dhe eliminimin e akneve
- Rigjenerimin e lekures së fytyrës, qafës, dekoltesë, duarve etj.
- Trajtimin e cikatriceve dhe shenjave nga aknet
- Trajtimin e lekures së demtuar nga dielli
- Reduktimin e poreve
- Korrigjimin e njollave të lekures
- Eliminimin e strijave
- Eliminimin e shenjave të kafta të pleqerisë
- Kozmetikën gjinekologjike (rigjenerim vaginal)



CO2 Fractional Laser System



FRAXEL

10600 nm,
60 W medical,
Face/ body cartridge
Vaginal handle
220 V

DERMALS



Previous

7 Days

Previous

14 Days



Previous

23 Days

Previous

After



01.

Strija, eleminon shenjat nga operacioni djegja dhe aknet



02.

Rigenerim si dhe rishtresim i likures dhe permiresim nga demtimet e diellit



03.

Eleminim i rrudhave dhe shtrengim i likures



04.

Eleminim i pigmenteve sikloasma interaktibile, shenjat nga plakja, piklat apo njollat



05.

Trajtimi i akneve



06.

Trajtimi vaginal, ngushtimi, zbardhimi dhe optimalizimi

| 4

D304

2021

DERMALS EM SHAPE PRO

UK PROFESSIONAL BODY SCULPTING

3rd generation machine using non-invasive technology using
HIPEM (High Intensity Pulsed Electromagnetic) energy

16

EM SHAPE PRO

2 koka
5 Programe speciale trajtimesh
20 000 squads 13.46 T (tesla)

DERMALS


EMSHAPE ; permes perdorimit te pulseve elektoemagnetike behet formesim i muskujve dhe eliminimi i dhjemit.
Nje sesion eshte i barasvlefshem me 20 000 pompa.

Mesatarisht 19% redukton dhjamin.
16% ose me shume rritet masa muskulare.
Rritet per 5 here metabolizmi.

Zvogelim deri ne 4cm i belit

Ndarja muskulore ne abdomen reduktohet me 11%.

80% e pacienteve verejne efekte te dukshme ne liftingun e vitheve



EM Shape Pro

2 koka
5 Programe speciale trajtimesh
20 000 squads 13.46 T (tesla)

DERMALS

Ndonese shumica e trajtimeve te tjera te trupit thjesht targetojne vetem shtresen dhjimore te padeshiruar, EM Shape Pro funksionon ne menyre unike duke targetuar si dhjamin ashtu edhe muskujt. Procesi funksionon duke emetuar energji elektromagnetike te perqendruar ne zonen e trajtuar, duke sforcuar muskujt te kontraktohen ne nje menyre qe nuk eshte e mundur permes ushtrimeve duke rezultuar me rritje te volumit te muskujve, forcimit te tyre si dhe eliminimin e grumbullimeve dhjimore.

Dermals EmShapePRO ka kater opsione:

HIIT - ushtron muskujt dhe redukton dhjamin.

Hypertrophy - Stimulon rrijen e mases muskulore.

Strength - Forcon muskujt pa rritur masen muskulore; dhe kombinimin e opsioneve.

Koha ideale qe ta shihni efektin eshte 4-6 jave pasi t'i keni mbaruar 4 sesionet.



Abdomen



Gluts




Hamstring



Shoulder



Thighs



15

DERMALS TERMINATOR

UK PROFESSIONAL HAIR REMOVING

3rd generation Super Hair Removal;

D305

TERMINATOR

Laser power 4000Watts
Light guide performance increased by 25%.
Light uniformity increased by 20%.
Cooling effect increased by 30%.
Pulse mode : Auto, 30ms, 100ms, 200ms.
Adjustable 5-70JULcm2

DERMALS

Fale zhvillimeve teknologjike eliminimi i qimeve te padeshiruara nuk eshte me problem. Depilimi me laser eshte metoda me e suksesshme e eliminimit te perhershem te qimeve kjo realizohet permes laserit inteligjent i cili sipas tipit te lekures pas analizimit vepron ne gjatesi valore 755nm (alexandrite) 810nm (Gold standard) 1064nm (YAG) te cilat gjatesi mundesojne eliminimin e perhershem te qimeve te fazes anagen ne te gjithë trupin ne te gjitha llojet e lekures.

DERMALS TERMINATOR Lazeri i vetem ne bote i cili kombinon perfitimet e 3 gjatesive te ndryshme valesh ne heqjen e qimeve, (755 Alexandrite, 808 Diode, 1064 YAg), me energji 4000 W ne nje aplikator te vetem.

ALEX 755 NM GJATESI VALORE; Alexandrite eshte ideal per nje spektrum te gjere te tipeve te qimeve por ka nje efektivitet superior ne krahasim me te tjere ndaj qimeve te zbehta dhe te holla.

DIODE 808 NM GJATESI VALORE; 808nm gjate si vale, eshte gjatesia klasike ne laser per heqjen e qimeve, e cila ofron penetrim te thelle ne folikulin e qimes me fuqi mesatarisht te larte , dhe me zona te medha rreth 2 cm, qe e ben trajtimin e shpejte. 808 nm ka absorbim te moderuar te melanines, kjo e ben te sigurte ne lekura te erreta.

YAG 1064 NM GJATESI VALORE; YAG 1064 gjatesia valore karakterizohet nga absorbimi i ulet i melanine, ndaj eshte zgjidhja me e mire per lekura te erreta. Ne te njejten kohe, 1064nm, ofron pentrimin me te thelle ne folikulin e qimes, duke shenjestruar bulbin dhe papilen e qimes, ndaj eshte zgjidhja per qimet e mbetura nen lekure ne zonat pubike, sqetulla apo skalp.

Fazat e rritjes se qimeve:

- Anagen; ne kete faze qimet rriten vazhdimisht, kjo faze zgjate disa jave (kryesisht 3-5) dhe perfshine deri ne 85% te qimeve.
- Catgen; faza regresive, zgjate dy-tri jave ku qimet nuk rriten me dhe pefshin rreth 3-4% e qimeve ne trup;
- Telogen, faza e pushimit, zgjate 5-6 jave dhe ne fund te saj, qimet bien dhe fillojne te dalin te rejat.

New Generation hair removal laser machine




DERMALS
Aesthetics

TERMINATOR

Laser power 4000Watts
Light guide performance increased by 25%.
Light uniformity increased by 20%.
Cooling effect increased by 30%.
Pulse mode : Auto, 30ms, 100ms, 200ms.
Adjustable 5-70JULcm2

DERMALS



TRIPLE WAVELENGTHS, BEST RESULT FOR ALL SKIN TYPES AND ALL HAIR TYPES

755nm

755nm offers more powerful energy absorption by the melanin chromophore, making it ideal for light colored and thin hair. It targets the Bulge of the hair follicle and is especially effective for superficially embedded.

808nm

808nm is classic wavelength in laser hair removal, the 808nm wavelength, offers deep penetration of the hair follicle with high average power, suitable for most skin types and hair types.

1064nm

1064nm wavelength is characterized by lower melanin absorption, making it a focused solution for darker skin types. At the same time, the 1064nm offers the deepest penetration of the hair follicle.



DERMALS TERMINATOR ka te inkorporuar sistemin SHR, i cili mundeson heqjen perfundimtare te qimeve ne menyre komode dhe te sigurt. Ne vend te ekspozimit te folikulit te qimes nga nje shkarkim i vetem energjie, i cili mund te demtoje lekuren, SHR funksionon duke ngrohur gradualisht dermen, deri ne temperaturen qe efektivisht te shkatërrojë folikulin e qimes dhe te pengojë ridaljen e saj, duke evituar çdo lloji demtimi te indeve perreth.

TERMINATOR

Laser power 4000Watts
Light guide performance increased by 25%.
Light uniformity increased by 20%.
Cooling effect increased by 30%.
Pulse mode : Auto, 30ms, 100ms, 200ms.
Adjustable 5-70JULcm2

DERMALS

DERMALS
TERMINATOR vie me 6
koka speciale per
trajtim te specializuar
te te gjitha zonave te
trupit perfshire edhe
hunden, veshet,
vetullat me precizitet
te plote.



TERMINATOR eshte paisje e teknologjise se fundit duker perdor 10 laser bar Gjerman, dhe kristale safari Amerikan per efikasitet maksimal. Trajtimi me Terminator eshte pa dhimbje dhe nuk ka rrezik per djegie.

Ka sistem special ftohes, i cili mbron lekuren nga djegia, per te arritur keshtu nje trajtim efikas, te sigurt dhe komod.

Dermals Terminator ka avantazhin ekskluziv qe mund te perdoret edhe tek personat me lekure te erret apo gjate periudhes se veres kur lekura eshte e nxire nga Dielli, apo me Solar.

Dermals Terminator realizon trajtimin e plote te trupit per kohen me te shkurter vetem 40 minuta, me efikasitet maksimal

Energjia vepron drejtpërdrejt në indin e gjëndrës së flokut në dermis duke shkatërruar gjëndrën e flokut pa dëmtuar lëkurën dhe gjëndrat e djersës, duke arritur kështu heqjen e përhershme të qimeve pa demtime anesore.

Nuk ka dhimbje, i rehatshem, teknologjia më e sigurt në Bote.



Laser Hair Removal *for all skin types!*


- ✓ Per te gjitha llojet e lekures.
- ✓ Koha me e shkurter e trajtimit
- ✓ Pergjate 12 muajve te vitit.
- ✓ Ne lekure te nxire.
- ✓ Komfort maksimal.

TERMINATOR XL

TRIPLE WAVE LENGTHS
Laser power 3500Watts
Light guide performance increased by 25%.
Light uniformity increased by 20%.
Cooling effect increased by 30%..
Adjustable 5-70JUL/cm2

DERMALS

DERMALS TERMINATOR me FAC Technology



ICE COOLING



**Most Advanced
Semiconductor Thermal
Management Cooling
System**



Ultra-quiet Water Pump

16

DERMALS ERASER

UK PROFFESIONAL Q- SWITCH

Electro-optical Q-switching Nanosecond laser

D306


ERASER

Single pulse : 1064nm-600mj; 532nm-300mj
Double pulse : 1064nm-1200mj; 532nm-400mj
Long pulse : 1064nm-2000mj
1500 Watts

DERMALS

Q-switched Nd: YAG LASER deperton ne ngjyren e tattoo-se duke e shkateruar ate nepermjet fototermolisis. Me pas ngjyra asimilohet nga trupi yne dhe tattoo-ja merr pamjen e venitjes nga dielli. Ky model laseri perdor dy gjatesi vale: 1064nm - per ngjyren e zeze dhe blu si dhe : 532nm- per ngjyren e kuqe, portokall dhe pink. Seancat e trajtimeve varen nga lloji i tattoo-ve (amatore, profesionale, aksidentale, etj); koha e berjes se saj; ngjyrat; tipi i lekures. Koha ndermjet seancave eshte 4-6 jave. ERASER eshte mjaft efektiv ne heqjen, njollave kafe te moshes, njollave te kuqe te lindura.

Dermals ERASER shkurton seancat e heqjes se tatuazheve dhe pigmenteve nga 5-10 here ne 2-4 here, zvogelon kohen e trajtimit dhe sherimit. Mund te heq te gjitha llojet e pigmenteve dhe tatuazheve ne menyre efektive dhe te sigurt, sepse q-switch lazer perdor pozicionimin e sakte te terapise se synuar te indeve per te zvogeluar demtimin e lekures per te arritur efektin e njolles.



ERASER

Single pulse : 1064nm-600mj; 532nm-300mj
Double pulse : 1064nm-1200mj; 532nm-400mj
Long pulse : 1064nm-2000mj
1500 Watts

DERMALS

Perdorimi:

1. Shperndarjen e depozitave pigmentare
2. Rinovimi i lekures
3. Heqja e tatuazhit: Heqjen e tatuazheve ngjyre kafe, te zeze, blu dhe shumengjyreshe (te tilla si jeshile e kuqe e verdhe), heqjen e tatuazheve semi-permanente ne buze, liner, vetullave tattoo
4. Eliminon pikat e pigmenteve te moshes shenjat e lindjes dhe ndryshimet e pigmenteve
5. Carbon peeling ose Peeling Hollywood-ian qe nuk le shenja



All color tattoo,eyeline and lipline removal



Epidermis and dermis pigment



Epidermis and dermis pigment



Senile plaques, freckle, sunburn spot and chloasma



Skin whitening and wrinkle removal, rejuvenation, etc

17

D307

2021

DERMALS FAT FREEZING COOL 360

UK PROFESSIONAL CRYOLIPOLYSIS

the Breakdowner of triglycerides into free fatty acids within cells.

FAT FREEZING


Ultrasonic Frequency 40.5KHz + 28KHz
Ultrasonic Power 1-50W/CM2
Vacuum Pressure 1Mpa

DERMALS

Kriolipoliza (Cryolipoliza) është një procedurë e thjeshtë, jo-invasive, e cila bazohet në një ftohje të gjatë, të shtresës së yndyrë në zonat problematike. Qelizat yndyrore të trupit tonë janë shumë të ndjeshme ndaj temperaturave të ulëta, nën veprimin e të cilave ata janë shkatërruar natyrisht. Një vdekje e tillë nuk është e rrezikshme për trupin, për shkak se indet përreth nuk vuajnë, nuk ndodhin reagime inflamatorë dhe produktet e dekompozimit të yndyrave nuk e ndotin gjakun dhe sistemin limfatik. Kështu, procedura cryolipolysis është një alternativë e sigurt për liposuction - një metodë në të cilën yndyra është thithur përmes punctures lekures në trup.

Ku aplikohet DERMALS FAT FREEZER?

- Ne zonen abdomen (në bark);
- Ne zonen e ijeve (përreth belit);
- Ne krahe;
- Ne kofshet e brendshme dhe të jashtme.



FAT FREEZING

Ultrasonic Frequency 40.5KHz + 28KHz
Ultrasonic Power 1-50W/CM2
Vacuum Pressure 1Mpa

DERMALS

DERMALS FAT FREEZING (Kriolipoliza) është një aparat e cila aplikon temperature te ftohte ne zona ku kemi dhjam te shtuar per te cilen nuk jemi aspak te kenaqur dhe deshirojme ta eliminojme. Nepermjet. DERMALS FAT FREEZING realizohet ftohje jo-invaziv e indit dhjamor qe sherben per te nxitur lipolysis (shperberjen e qelizave dhjamore) pa demtuar indet e tjera. Rezultati i trajtimit eshte i dukshem pas 2 deri ne 4 muaj nga trajtimi, ku ju do te vini re reduktim te dhjemit ne ate zone. DERMALS FAT FREEZING si dhe tonifikimin e lekures ne ate zone. Eliminimi i dhjemit pa kirurgji, pra FatFreezing, eshte veçanerisht i preferuar nga ata persona te cilet nuk deshirojme te kryejne liposucion ne trupin e tyre.



| 8
—

DERMALS VELASLIM

UK PROFESSIONAL CONTURING

Combination of 6 technologies: vacuum, radio frequency, Infrared light, 635nm diode laser, dual frequency(40.5KHz+28KHz) cavitation and mechanical roller.

D308

VELASLIM

RF frequency 20MHz CRF
Infrared 940nm
Vacuum pressure
Absolute pressure: 10kPa–80kPa (7.6cmHg--60.8cmHg)
Relative pressure: 20kPa–90kPa (15.2cmHg--68.4cmHg)
Cavitation 40.5KHz+28KHz

DERMALS




TEKNOLOGJIA ME E AVANSUAR BOTERORE PER DOBESIM ,FORMESIM TE TRUPIT , ZHDUKJE TE CELULITIT

Celuliti eshte armiku i te gjitha femrave dhe mund te shfaqet ne çdo faze te jetes, gje qe e ben çeshtjen e paparashikueshme te bukurise edhe me shume se nje problem.

- ✓ Rimodelimi i trupit
- ✓ Dobesimi lokal
- ✓ Formeson pjesen e trajtuar
- ✓ Heq toksinat nga trupi
- ✓ Trajtime me koken speciale per fytyre dhe qafe.

VelaSlim perdor RF frequency 20MHz CRF - me e fuqishme ne treg e cila kombinuar me energjine Infrared 940nm bejne tonifikimin e lekures plotesisht. Fale forces se presionit te vakumit arrihet penetrimi ne shtresat dhjamore te cilat presohen me fuqi 10kPa–80kPa (7.6cmHg--60.8cmHg) Dhe Kavitacion 40.5KHz+28KHz duke rezuluar me eliminim te shtreses dhjamore maksimalisht.

■ HOW DOES IT WORK?



Face



Neck



Arms



Waist



Thigh




Back

VELASLIM

RF frequency 20MHz CRF
Infrared 940nm
Vacuum pressure
Absolute pressure: 10kPa-80kPa (7.6cmHg--60.8cmHg)
Relative pressure: 20kPa-90kPa (15.2cmHg--68.4cmHg)
Cavitation 40.5KHz+28KHz

DERMALS



19

DERMALS GOLD RF

UK PROFESSIONAL RF NEEDLE

RF Frequency 5MHz , Cryo temp -5 degree
Output Wavelength PDT 50nm, Atmospheric pressure 50kPa – 160 kPa
Relative humidity lower 93%
Needle Cartridges 10pin,25pin,64pin and nano chip

D309


GOLD RF

RF Frequency 5MHz , Cryo temp -5 degree
Output Wavelength PDT 50nm, Atmospheric pressure 50kPa - 160 kPa
Relative humidity lower 93%
Needle Cartridges 10pin,25pin,64pin and nano chip

DERMALS

SRF & MRF Superficial Fractional RF & Microneedle Fractional RF

GOLD RF NEEDLE - kombinon Radiofrekuencen e fraksionuar me Microneedling duke bere nje tendosje te menjehershme te indeve dhe rimodelim dhe riparim indeve subdermale.



Microneedling Radiofrequency ben te mundur:


- Eleminimin e strijave
 - Eleminimin e rrudhave
 - Eleminimin e çikatriçeve
 - Tendosjen e lekures
 - Tonifikimin e qafes, fytyres dhe dekoltese..
- Makineria perdoret per fytyren dhe trupin



GOLD RF

RF Frequency 5MHz , Cryo temp -5 degree
Output Wavelength PDT 50nm, Atmospheric pressure 50kPa - 160 kPa
Relative humidity lower 93%
Needle Cartridges 10pin,25pin,64pin and nano chip

DERMALS



CRYO WORK HAND



SRF & MRF WORK HAND



| 10

SWEEPER

3 in1 Infrared Pressotherapy EMS
slimming machine

D310

SWEEPER

RF Frequency 2MHz-4MHz
Needle Cartridges 10pin,25pin,64pin and nano chip

DERMALS

Presoterapia perdoret ne abdomen per 30 minuta, energjia e arritur ne kete kohe trajtimi eshte e barabarte me 150 ushtrime te barkore.

Sweeper presoterapia ndikon ne ngritjen e qarkullimit te brendshem permes dhomezave te ajrit te cilat vendosen ne zonen e belit, pemes tkurrjes dhe zgjerimit ne menyre qe te thithin toksinat dhe ti nxjerrin jasht trupit, duke ndikuar direct ne ujen e shtreses dhjamore.

Pajisja ndikon ne qarkullimin e lufes, nxjerr jasht tepricen, per dallim nga vibratoret Sweeper bene pershtatjen e presionit te ajrit ne menyre qe te beje rialokimin e yndyres.

Valet e ajrit jane te buta dhe nuk demtojne klientin, perkundrazi ndikon ne relaksimn e klientit. Presioni ne nje dhomez te presoterapise eshte 200000 Pa.



SWEEPER

RF Frequency 2MHz-4MHz
Needle Cartridges 10pin,25pin,64pin and nano chip

DERMALS

Shperberja e dhjavit.

Tufa infrared vepron ne masen dhjamore duke shperbere ate, permes radiacionit te nxehtesise. Ne kete menyre sasia e qelizave yndyrore reduktohet ndieshem.

Rrjedhja regulare dhe deflacioni (renia) e presionit te ajrit rezultojne me tkurrjen dhe shperberjen e qelizave yndyrore.

Eleminimi i dhjavit.

Tufat infrared rezultojne me emetimin e nje sasie te madhe te energjise se nxehtesise, rrit qarkullimin e gjakut dhe reaksioneve biokimike, stimulon metabolizmin, me cka rezulton ne eleminimin e qelizave dhjamore.

Tkurrjen e sasise dhjamore

Rrezatimi me nxehtesi ngrit temperaturen ne zonen e trajtuar keshtu behet zgjerimi i poreve, me cka rezulton ne djersitje me te madhe me cka sasia e ujit ne indin dhjamore futet ne qarkullimin e gjakut duke rezultuar me renien e volumit te qelizave dhjamore.

Ekstraktimi (nxjerrja) i toksinave limfatike

Me arrijen e zgjerimit te poreve, rritjes se qarkullimit te gjakut, simulimin e metabolizmit dhe futjen e qelizave yndyrore te shperbera ne gjak dhe limfe atehere dhomezat e ajrit, permes presionit te ajrit duke krijur refluxe limfatike te cilat bejne nxjerrjen jasht trupit te toksinave, veprim ky qe ndikon drejtpersdrejti ne eleminimin e sasive dhjamore ne trup.

Lehtesimi i spasmes (kontraksioneve) muskulore

Rrezatimi i tufave infrared ndikojne ne uljen e tensionit te muskujve skeletor duke rezultuar ne rritjen kontraksioneve muskulore, cka bene mundesimin e dukjes ideale muskulore te klientit.



| 11

SUNROOM solarium

UK PROFESSIONAL TAN & COLLAGEN

D311

SUNROOM

52 LAMPS OF 225W Vertikal

DERMALS

Solarium eshte nje pajisje e cila prodhon rreze ultraviolet (95% UVA dhe 5% UVB) per te prodhuar nje nxiirje kozmetike.

SunRoom eshte i dizajnuar me standard te Bashkimit Europian sipas direktivave te Shoqates Europiane te Dermatologeve duke ofruar rrezitje (tan) pa asnje rrezik per lekuren dhe njekohesisht stimulon kolagjenin.

SunRoom V ka:


- Sistem Inteligent te kontrollit
- Rrezitje sipas tipit te lekures
- Vitamin D
- Efekti kunder rudhave me lampa te Kolagjenit
- Klimatizim

SUNROOM Solari me fuqine me te madhe 11 700Watts; ka 52 lampa me fuqi 225W, me dedikim special per tan dhe stimulim te kolagjenit dhe elastines



SUNROOM

52 LAMPS OF 225W Vertikal



SunRoom me performaca te njejta vjen me dy versione:
SunRoom V - Vertikal
SunRoom H - Horizontal.

Spektri intenziv i kuq me distribuum te balansuar i llampave te SunRoom V ofron rezulate perfekte te tan, duke rritur pigmentimin direkt me 50%.

SunRoom :

- Permireshim thelbesor te pigmetimit direkt (tan).
- Procesin tani te pa demshem
- Tan me qendrueshmeri shume me te madhe.
- Rrit kompaktibilitetin e UV
- Mbron qelizat nga radikalet e lire
- Rrit furnizimin me oksigjen te lekures
- Stimulon metabolizimin e lekures.
- Zbut dhe rifreskon lekuren.

SUNROOM:

- ✓ Rrit deri ne 50% pigmentimin (tanin) direkt te lekures
- ✓ Tan me i bukur dhe me qendrushemri shume me te madhe.
- ✓ Mbron lekuren nga radikalet e lire.
- Zero rrezikim nga kanceri i lekures



| 12

DERMALS CAPSULES

D312

DERMALS CAPSULE

4 LED, 2550W (Bad or Seat)

DERMALS

Perfaqesojne linjen e veqant te SPA kapsulave me funksione specifike te cilat ne baze kombinojne kujdesin shëndetësor me rikuperimin dhe formësimin e trupit. Kabina me temperaturë të lartë ka efekte kurative në shpinë, nyje, stimulon qarkullimin e gjakut dhe bën që muskujt dhe nyjet të relaksohen, si dhe lehtëson dhimbjen.

Dermals Capsule-sjellin benefite te jashtezakonshme per shendetin, e ne veqanti ne humbje te peshes.

Relakson muskujt dhe detoksifikon trupin duke larguar toksinat dhe acidin laktik.

Benefitet kryesore jane:

- Riaktivizon metabolizmin dhe ndihmon ne eliminimin e shtresave te teperta dhjamore, eliminon kilogramet e teperta dhe rimodelon formen trupore. Tonifikim i thelle.
- Zhduk ne menyre te ndjeshme celulitin duke eliminuar shtresat dhjamore.
- Ngadaleson efektin e plakjes duke permiresuar dukshem elasticitetin dhe butesine e lekures.
- Permirsim i dukshem i drenimit te toksinave dhe i lengjeve.
- Detoksifikim i organizmit, rritje e forces dhe fleksibilitetit.
- Lehtëson dhimbjen dhe permision levizjet te personat qe kane semundje reumatike.

Foto: Infrared Sauna



DERMALS CAPSULE

DERMALS

Informata te pergjithshme

A. Energjia termike

Valet ngrohese kan efekt në indin dhjamor nënlëkuror, duke djegur dhjamin dhe duke e hequr ate me djersë, brenda nje tretmani 20 ~ 30 minutash, 600 kalori konsumohen të cilat jane te barabarta me vrapimin prej 10 000 metrash.

Temperatura është deri në 90, e dobishme për të përmirësuar qarkullimin limfatik, për të hequr toksinat dhe ujin e panevojshëm; përveç kësaj, është efektive për të trajtuar artritin dhe reumatizmin gjithashtu.

B. Esenca

Lloje të ndryshme të esencave të bimëve futen në organet e brendshme, duke fituar efekte kuruese fizike dhe shpirtërore.

C. Terapia LED :

Dermals Capsule ka 8 LED drita terepautike: red, purple, blue, blue/green, green, yellow , formojnë një burim të veçantë drite terepautike, dhe stimulojnë metabolizmin e qelizave, trajtojnë problemet me lekuren bazuar në konceptin e ri të terapisë optike.

D. Anionit

Një sasi e madhe e anioneve janë veçanërisht të dobishme për të rimodeluar lëkurën tuaj dhe për të relaksuar muskujt.

E. Sistemi sterilizues me ozon:

Pastrimi i plotë i poreve, duke hequr metalet e rënda toksike



DERMALS CAPSULE

DERMALS CAPSULE Infrared Sauna

D312/1



- A. Terapia termale energetike
- B. Terapia e frekuences
- C. LED terapia me 8 led
- D. Terapia me Anione
- E. Sistemi sterilizues ultraviolet

Power 2500W

Dimensionet: 220cm, 90cm, 110cm

DERMALS CAPSULE OZONE SAUNA SPA

D312/2



1. Sistemin per dush
2. Avulli stimulon esencat e ndryshme, qeteson kanalet e energjise, permiroson qarkullimin e gjakut.
3. Terapia e frekuences
4. Terapia muzikore
5. Mesazha me uje
6. Terapia me anione
7. Sistemi i ozonit
8. Terapia optike

Power 2500W

Dimensionet: 220cm, 90cm, 105cm

<p>DERMALS CAPSULE SHOWER SPA</p> <p>D312/3</p>		<p>47 burime uji me presion të lartë 12 burime uji me me presion të lartë (mund të lëvizin nga pergjate trupit) 6 programe masazhesh vibruese, Qarkullimi i brendshëm dhe i jashtëm i ujit për zbardhjen e lëkurës Trajtimi me fotone Shampo në stilin Tajlandez Vetë pastrimi me uje Power 1600W Dimensionet: 225cm, 128cm, 160cm</p>
<p>DERMALS CAPSULE OZONE SAUNA SPA</p> <p>D312/3</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1) Rrezatim infrared 2) Sistemi i fundit i rrezatimit me katër ngjyra (të kuqe, të verdhë, jeshile dhe blu) 3) 360-shkallë, tre-dimensionale dhe të gjithë-drejtmet. 4) Arrin shpërbërjen e indeve dhjamore per vetem 15 minuta. 5) Rrezatimi infrared dhe fizioterapia e pulse te sinkronizuara arrijne qe per vetem nje session te sherbej 600-800 kalorive, e cila ndryshe mund te arrihej me vrapimin per 3 ore ose qendrimin ne sauna me avull per 6 ore. <p>Power 1800W Dimensionet: 230cm, 100cm, 140cm</p>

DERMALS CAPSULE STEM CHAIR SAUNA

D312/5



Pajsja eshte e ndertuar nga akrili unibody, qe kurre nuk venitet apo deformohet.

1. Gjeneruesi i avullit; Stimulon avullimin e esencave të ndryshme, zbutni kanalet e energjisë, përmirësoni qarkullimin e gjakut.
- 2 Terapi aromatike; Avulli i esencave të ndryshme dhe bimëve mjekesore përhapet në të gjithë trupin në mënyrë të barabartë dhe efektive, duke lehtësuar lodhjen dhe duke trajtuar sëmundjen.
- 3 Sistemi MP3 player ju bën të relaksuar dhe të rifreskuar fizikisht dhe mendërisht.
4. Sistem i ozonit; Ben pastrimin e plotë të poreve të vogla, duke hequr metalet e rënda toksike përmes sterilizimit të ozonit.
- 5 Terapi optike; Relaksimohet trupi, zvogëlohet presioni shpirtëror, përmirësohet metabolizmit, formësimi.

Fuqia: 2550W

Dimensionet: 143cm, 78cm, 135cm



Cka perfitoni nga bashkepunimi me DERMALS?

- Trajnim dhe certifikim i njohur nderkombetarisht – Certifikimi behet nga Akademia jone e licencuar ne Angli.
- Support ne zhvillimin e aktiviteteve biznesore, pakove te produkteve dhe sherbimeve per klient.
- Promocion ne rrjete sociale dhe portale.
- Te gjitha pajisjet jane me 2 vite garancion te plote, perpos demtimeve fizike.
- Per te gjithë periudhen e garancionit ne ju ofrojme suport direkt gjate trajtimeve qe beni ne klient.