



DERMALS

European Medical Aesthetics

PAISJET nga DERMALS

Dermals SHPK: Rr. Mark Dizdari, nr35, Ulpiane, Prishtine, Kosove

Dermals Al ShPK: Rr. Kavajes, 1000, Tirane, Shqiperi

www.mydermals.com

info@mydermals.com ,

dermalscompany@gmail.com

00383 49 411 118

Dermals Pharm (Dermals SHPK), qarkullues i licensuar me shumice i produkteve dhe paisjeve mjeksore dhe te mjeksise estetike



DERMALS
Aesthetics

Dr Al

DERMALS
Aesthetics

EUFOTON
medical lasers

endolift®

EUFOTON
medical lasers

endolift®

 **CANDELA**TM
Science. Results. Trust.

endolift®

 **CANDELA**TM
Science. Results. Trust.


DERMALS *real Alexandrite laser*



 **CANDELA**TM
Science. Results. Trust.


DERMALS *real Alexandrite laser*


EUFOTON
medical lasers


DERMALS *real Alexandrite laser*


Paisja: DL001	Specifikat	Pershkrimi	Funksioni
<p>ENDOLIFT</p> <p>LASEmaR® 1500 (1470nm)</p>  <p>(DL001)</p>	<p>1470 nm Laser 0.50m² Pulse duration (Ton-Toff): 1-9000 msec - steps 1 ms Absorbed power: 300 VA In compliance with:</p> <ul style="list-style-type: none"> •CE 0476 •93/42/CEE – 2007/47/CE •CEI EN 60601-1 •CEI EN 60601-2-22 •CEI EN 60825-1 •CEI EN 60601-1-2 <p>Production: Made in Italy</p>	<p>LASEmaR 1500 është teknologjia e vetme e aprovuar nga FDA e SHBA dhe CE Europe për për trajtimin e lekures se leshuar, rrudhave, shtrëngimin e indeve, rigjenerim, trajtim vaginal si dhe shkrirjen eliminimin e pergjithmonë të deponive yndyrore ne fytyr dhe trup.</p> <p>ENDOLIFT - Një procedurë lazeri minimalisht invazive ambulatorë e përdorur në mjekësinë estetike endo-indore (intersticiale). Fillimisht, trajtimi me laser kryhet me Eufoton® LASEmaR® 1500, pajisjen më të fundit dhe origjinale, te provuar shkencërisht qe funksionon dhe mbron pacientet nga demtimet e parikoperueshme te lemures.</p> <p>Endilift përdoret gjithashtu per:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Lifting jo-kirurgjikal i fytyrës dhe i qafës •Trajtimi i qeskave nën sy pa operacion •Definimin e nofullës dhe trajtimi i rënies së indeve në zonën e nofullës. •Shkrirja e deponive dhjamore dhe shtrëngimi i lëkurës për të parandaluar rënien. •Trajtimi i shenjave të akneve. •Shkrirja e dhjamjt në krahë, këmbë, bark, shpinë, anët e kraharorit dhe gjunjtë •Shtrëngimi i lëkurës së barkut pas lindjes për trajtimin e rrudhave të barkut <p>Endolift përfaqëson të ardhmen e kirurgjisë estetike dhe konturimit të fytyrës dhe trupit pa kirurgji. Teknika e përdorur ka një efekt të menjëhershëm ngritës të indeve, por edhe një rezultat rigjenerimi afatgjatë. Endolift përdor FIBER optike sterike, nje perdorimshe me diametër 200-600 mikron (shumë e hollë), e cila lëshon puls drite të polarizuar, e cila prodhon shtrëngim të lëkurës dhe lipolizë të indit dhjamor të tepërt (shkrirja e yndyrës);</p>	<p>Lifting i fytyres (cmimi per klient: 800 euro)</p> <p>Lifting i trupit/zone (cmimi per klient: 1000 euro)</p> <p>Fraxel trajtim per fytyre (cmimi per klient: 150 euro)</p> <p>ROI: 77 pacient</p>
<p>Fibra/ materiale konsumuese</p>	<p>Fibrat multiperdorimshe te Endolift jane ::</p> <ul style="list-style-type: none"> • optical fiber - bare fiber to fiber 200 micron / optical fiber - bare fiber to fiber 200 micron radial • optical fiber - bare fiber to fiber 300 micron / optical fiber - bare fiber to fiber 300 micron radial • optical fiber - bare fiber to fiber 400 micron / optical fiber - bare fiber to fiber 400 micron radial • optical fiber - bare fiber to fiber 600 micron / optical fiber - bare fiber to fiber 600 micron radial • FTF Power Cable 200um (konektori special laser- fiber) <p>LASEmaR 1500 ofron gjithashtu edhe LightSCAN 1500 – Nonablativ Fraxel</p>		
<p>Cka perفشihet ne pakon standarde?</p>	<p>Paisja Endolift, trajnimi klinik, certifikimi, Garancioni 24 muaj</p>		


Paisja : DL002	Specifikat	Pershkrimi	Funksioni
<p>DERMALS</p> <p>real Alexandrite Laser</p>  <p>Optical fiber: US1.5mm diameter/high-power</p> <p>Energy: 10-60J (can be adjusted on screen)</p> <p>Spot size: 1.5-24mm</p> <p>Rod: Imported from US</p> <p>America code dragonpower 4000-5000W</p>	<p>Real ALEXANDRITE Laser 1.50m²</p> <p>Wavelength: ND:YAG - 1064 nm, ALEXANDRITE-755 nm</p> <p>America code dragonpower 4000-5000W</p> <p>Shooting: 40 million shoots</p> <p>Pulse duration: 0.250-100 ms</p> <p>Spot Sizes: 1,5mm - 24mm</p> <p>ACC (Air Cooling Compatible) – Zimmer Cooling included</p> <p>Production: Made in UK</p> 	<p>real ALEXANDRITE Laser është lazeri i fundit me teknologji te patentuar "dragonpower". Kjo teknologji e patentuar e bënë DrAL zgjidhje ideale për heqjen e qimeve, trajtimin e lezioneve të pigmentuara dhe trajtimin e lezioneve vasculare.</p> <p>DrAL është më i shpejtë, më i besueshëm dhe plot funksione të avancuara që ofrojnë rezultate të jashtëzakonshme dhe kanë fituar besimin e përdoruesve në mbarë botën.</p> <p>Dermals prezanton teknologjinë "DragonPower" që është duke revolucionarizuar tregun e heqjes së qimeve!</p> <p>Teknologjia "DragonPower" tashmë ka zgjidhur cdo dilemë për sa i takon epilimit të përhershëm.</p> <p>Dermals real Alexandrite Laser është:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Pajisja lazerike e VERTET ALEXANDRITE ✦ Është paisja më e fuqishme në botë, ✦ I përshtatshëm për çdo lloj lëkure ✦ Rezultati DUKSHEM më i shpejtë në krahasim me laseret e tjere. ✦ Pa shpenzime shtes për asnjë trajtim. ✦ Punon pa xhel, me teknologjinë më të fundit ✦ Miratuar nga FDA, TÜV dhe CE <p>DrAL ofron mundësinë të trajtoni më shumë pacientë në më pak kohë me fuqi të shtuar, shpejtësi dhe përmasa më të mëdha të aplikatoreve, si dhe kohëzgjatje të shkurtër 0,25ms të pulsit për të trajtuar qimet e imta.</p>	<p>Eliminimin/epilim i përhershëm, (cmimi për klient: 350 euro/ FB- full body)</p> <p>Trajtimi i lezioneve beninje të pigmentuara, (cmimi për klient: 150 euro/ ZT-nje zone e trajtuar)</p> <p>Trajtimi i lezioneve vasculare, (cmimi për klient: 150 euro/ZT)</p> <p>Trajtimi i rrudhave (Ndyag), (cmimi për klient: 150 euro/ZT)</p> <p>Onikomycosis (Ndyag) (cmimi për klient: 100 euro/ZT)</p>
<p>Kosto/ materiale konsumuese, opsionale</p>	<p>Fibra ka 200 000 shots, dhe Lamps kane 5 000 000 shots. Gjate kohes se garancis 2 vite, Fibra dhe llapmat jane ne garancion dhe nderrohen perveq demtimeve fizike, apo nga rryma.</p>		
<p>Cka përfshihet ne pakon standarde?</p>	<p>Paisja DrAL, Zimmer Cooling, trajnimi klinik, certifikimi, Garancioni 24 muaj</p>		


Paisja : DL003	Specifikat	Pershkrimi	Funksioni
<p>ZIMMER</p> <p>CRYO 7 pro Version Ri</p> 	<p>The new Cryo perfected from A to Z</p> <p>220-240 V / 50-60 Hz</p> <p>Gjatesia e tubit: 250 cm</p> <p>Dimensionet H 106 cm / W 50 cm / L 56 cm</p> <p>Nivelet e ftohjes: 9 levels</p> <p>Production: Made in Germany</p>	<p>Cryo 7 i ri: Teknologji ultramoderne dhe mbi 25 vite përvojë</p> <p>Cryo është sistemi perfekt për ftohjen e lëkurës gjatë trajtimeve me lazer dhe injeksioneve të të gjitha llojeve.</p> <p>Pajisja profesionale me ajër të ftohtë siguron reduktim të qëndrueshëm të dhimbjes dhe parandalon dëmtimin termik të lëkurës gjatë aplikimeve me lazer dhe IPL.</p> <p>Ndryshe nga metodat e tjera të ftohjes, si ftohja me kontakt, spërkatjet ftohëse ose paketimet e akullit, lëkura mund të ftohet me Cryo para, gjatë dhe pas aplikimit të lazerit pa penguar efektin e lazerit.</p> <p>Cryo 7 është projektuar për përdorim të sigurt, komod dhe me qëndrueshmeri gjatë gjithë ditës.</p> <p>Rishtë e shumta teknike lejojnë që Cryo 7 të përdoret edhe më në heshtje. Kjo e bën trajtimin dukshëm më të këndshëm për të gjithë: për pacientët tuaj dhe gjithashtu për personelin mjekësor.</p> <p>Filtera profesional per pastrim kirurgjikal te ajrit, i pershtatshem per salla kirurgjikale.</p>	<p>Paisje me multi perdorim. Krijon komoditet qe ben diferencen ne trajtimet me:</p> <p>Endolift,</p> <p>Fraxel,</p> <p>Elimimin i qimeve, me laser</p> <p>Trajtime me laser te indikacioneve te lekures,</p> <p>Heqjen e tattoo me laser,</p> <p>Injektme me filler.</p> <p>Injektme botox, etj</p>
<p>Cka perفشihet ne pakon standarde?</p>		<p>Paisja Zimmer Cryo 7 me dorezen me gjatesi 3 metra dhe adapter static trajnimi klinik, certifikimi, Garancioni 24 muaj</p>	


Paisja : DL004	Specifikat	Pershkrimi	Indikacionet/ Sherbimet	ROI
<p>DERMALS TERMINATOR</p> 	<p>DIODE Laser 1.50m²</p> <p>Fuqia e laserit 4000Watts, 5 koka speciale, Energjia: 5-70JULcm2 nje pulsime jep 170J/cm2</p> <p>Tre gjatesi valore: 755nm, 8-8nm, 1064nm.</p> <p>Light guide performance increased by 25%. Light uniformity increased by 20%.</p> <p>Cooling effect increased by 30%.</p> <p>Pulse mode : Auto, 30ms, 100ms, 200ms. Production: Made in UK</p>	<p>DERMALS TERMINATOR Lazeri i vetem ne bote i cili kombinon perfitimet e 3 gjatesive te valesh ne heqjen e qimeve, me energji 4000 W ne nje aplikator te vetem.</p> <p>ALEX 755 NM GJATESI VALORE; Alexandrite eshte ideal per nje spektrum te gjere te tipeve te qimeve por ka nje efektivitet superior ne krahasim me te tjere ndaj qimeve te zbehta dhe te holla.</p> <p>DIODE 808 NM GJATESI VALORE; 808nm gjate si vale, eshte gjatesia klasike ne lazer per heqjen e qimeve, e cila ofron penetrime te thelle ne folikulin e qimes me fuqi mesatarisht te larte , dhe me zona te medha rreth 2 cm, qe e ben trajtimin e shpejte. 808 nm ka absorbim te moderuar te melanines, kjo e ben te sigurte ne lekura te erreta.</p> <p>YAG 1064 NM GJATESI VALORE; YAG 1064 gjatesia valore karakterizohet nga absorbimi i ulet i melanine, ndaj eshte zgjidhja me e mire per lekura te erreta. Ne te njejten kohe, 1064nm, ofron pentrimin me te thelle ne folikulin e qimes, duke shenjestrar bulbin dhe papilen e qimes, ndaj eshte zgjidhja per qimet e mbetura nen lekure ne zonat pubike, sqetulla apo skalp.</p> <p>DERMALS TERMINATOR ka te inkorporuar sistemin SHR, i cili mundeson heqjen perfundimtare te qimeve ne menyre komode dhe te sigurte. Ne vend te ekspozimit te folikulit te qimes nga nje shkarkim i vetem energjie, i cili mund te demtoje lekuren, SHR funksionon duke ngrohur gradualisht dermen, deri ne temperaturen qe efektivisht te shkaterroje folikulin e qimes dhe te pengoje ridaljen e saj, duke evituar çdo lloji demtimi te indeve perreth</p>	<p>Eliminimin/epilimit i përhershëm, (cmimi per klient: 190 euro/ FB- full body)</p> <p>Trajtimi i lezioneve beninje të pigmentuara, (cmimi per klient: 80 euro/ ZT-nje zone e trajtuar)</p>	<p>Nevoiten 155 trajtime FB per te nxjerr investimin e paisjes.</p>
<p>Kosto/ materiale konsumuese, opsionale</p>	<p>Derals Terminator nuk ka pjese shpenzuese, por doreza ka jetegjatesi 10 milion shots.</p>			
<p>Cka perfishihet ne pakon standarde?</p>	<p>Paisja Dermal Terminator me 6 kokat speciale te depilimit, trajnimi klinik, certifikimi, Garancioni 24 muaj</p>			



Paisja : DL005	Specifikat	Pershkrimi	Sherbimet
<p>DERMALS</p> <p>SKINPRIME</p> 	<p>HIFU Advanced Laser</p> <p>1.00m²</p> <p>Aplikatoret 4D cartridges: 1.5mm, 3.0mm, 4.5mm, 6.0mm, 10nm</p> <p>Liposonic cartridges: 6mm, 10mm</p> <p>Radar cartridges: 1.5mm, 3.0mm, 4.5mm,</p> <p>Vaginal: 1.5mm, 3.0mm, 4.5mm</p> <p>Production: Made in UK</p>	<p>DERMALS Skin Prime perdoret ne trajtimet per fytyre dhe trup duke stimuluar prodhimin e kolagjenit, dhe elastinesmungesa e te cileve eshte faktori kyq i plakjes. SKIN PRIME 5 ne1 fale teknologjise se patentuar arrin te realizoj 6 trajtime shume te deshuruara nga te gjitha si; lifting, terheqje, reduktim dhjami, formesim, eleminim rrudhave dhe ngushtim vaginal.</p> <p>Energjia e larte e ultra tingullit te fokusuar deperton ne shtresat ne te thella te lekures ku gjeneron aferisjt 10 000 pika kondesuere te cilat veprojne veqanarisht ne shtresen SMAS dhe shtresen yndyrore te lekures duke gjeneruar energji e cila energji bene shkaterrimin e qelizave dhjamore dhe stimulon shtresat e lekures te kontraktohen duke gjeneruar fibra kolagjen te ri te ristrukturuar i cili kolagjen permireson elasticitetin e lekures nga brenda jasht.</p> <p>HiFu nenkupton ultratingull te fokusuar me frekuence te larte qe deperton deri ne shtresat e thella te lekures, fytyres dhe trupit, i cili ultratingull stimulon terheqjen e lekures dhe shtrirjen e rrudhave si dhe humbjen e pjeseve dhjamore ne menyre te shpejte.</p> <p>Teknologjia Vmax e zhvilluar dhe patentuar nga Dermal, lejon qe efektet pozitive te HiFu klasike te rriten me 10 here sirezultat i penetrimeve ne shtresat me te thella te lekures.</p> <p>Vmax HiFu ka shume perfitime estetike, dhe perdoret per te kundervepruar me shenjat e plakjes si renia e lekures dherrudhat ne fytyre, qafe dhe gjoks, si dhe heqjen e zones se ballit.</p> <p>Rezultatet qe mund te arrihen me Skin Prime jane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimulimi i kolagjenit dhe elastines • Zvogëlimi i rrudhave. • Shtrëngimi i lekures se varur. • Tonifikon (terheq) lekuren • Rrit elasticitetin e lekures • Permireson teksturen e lekures 	<p>Trajtimi HIFU fytyre (cmimi per klient: 250 euro)</p> <p>Trajtimi HIFU trupit (cmimi per klient: 150 euro/ZT)</p> <p>Trajtimi HIFU vaginal (cmimi per klient: 350 euro)</p>
<p>Kosto/ materiale konsumuese, opsionale</p>	<p>Derals Skin Prime nuk ka pjese shpenzuese, por dorezat/cartidges kane 10 000 shot pastaj duhet te nderrohen</p>		
<p>Cka perفشihet ne pakon standarde?</p>	<p>Paisja Dermal Skin Prime me nga 4 koka per aplikator (9 koka pune), trajnimi klinik, certifikimi, Garancioni 24 muaj</p>		


Paisja : DL006	Specifikat	Pershkrimi	Sherbimet
<p>DERMALS</p> <p>EM SHAPE PRO III</p> 	<p>RF & EMS laser</p> <p>1.00m²</p> <p>EMS 13.7Tesla</p> <p>5 Doreza pune: 2 duar, 2 trup, 1 vithe/muskul palvik</p> <p>Production: Made in UK</p>	<p>EMSHAPE ; permes perdorimit te pulseve elektoemagnetike behet formesim i muskujve dhe eliminimi i dhjemit. Nje sesion eshte i barasvlefshe me 20 000 pompa. Mesatarisht 19% redukton dhjamin. 16% ose me shume rritet masa muskulare. Rritet per 5 here metabolizmi. Zvogelim deri ne 4cm i belit Ndarja muskulore ne abdomen reduktohet me 11%. 80% e pacienteve verejne efekte te dukshme ne liftingun e vitheve</p> <p>Dermals EmShapePRO ka kater opsione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HIIT – ushtron muskujt dhe redukton dhjamin. • Hypertropy – Stimulon rrijen e mases muskulore. • Strength – Forcon muskujt pa rritur masen muskulore; • dhe kombinimin e opsioneve. 	<p>Trajtimi i abdomenit (cmimi per klient: 50 euro seanc) Nje cikel trajtimi kerkon 4 seanca</p> <p>Trajtimi i duarve (cmimi per klient: 50 euro/ZT seanc) Nje cikel trajtimi kerkon 4 seanca</p> <p>Trajtimi i trupit (cmimi per klient: 50 euro/ZT seanc) Nje cikel trajtimi kerkon 4 seanca</p>
<p>Kosto/ materiale konsumuese, opsionale</p>	<p>Dermals EM SHAPE III nuk ka pjese shpenzuese</p>		
<p>Cka perfshihet ne pakon standarde?</p>	<p>Paisja Dermals EM Shape PRO III me nga 5 dorezat e punes , trajnimi klinik, certifikimi, Garancioni 24 muaj</p>		



Paisja : DL007	Specifikat	Pershkrimi	Sherbimet
<p>DERMALS</p> <p>ERASER</p> 	<p>Q SWITCH laser</p> <p>1.30m²</p> <p>220 V, 2000mJ, 10Hz, 3 gjatesi valore: 532 nm, 1064nm, 1320nm</p> <p>Production: Made in UK</p>	<p>Q-switched Nd: YAG LASER deperton ne ngjyren e tattoo-se duke e shkateruar ate nepermjet fototermolisis. Me pas ngjyra asimilohet nga trupi yne dhe tattoo-ja merr pamjen e venitjes nga dielli. Ky model laseri perdor dy gjatesi vale: 1064nm – per ngjyren e zeze dhe blu si dhe : 532nm- per ngjyren e kuqe, portokall dhe pink. Seancat e trajtimeve varen nga lloji i tattoo-ve (amatore, profesionale, aksidentale, etj); koha e berjes se saj; ngjyrat; tipi i lekures. Koha ndermjet seancave eshte 4-6 jave. ERASER eshte mjaft efektiv ne heqjen, njollave kafe te moshes, njollave te kuqe te lindura.</p> <p>Përparësitë unike: pajisja multifunkionale e laserit q-switch Eraser paraqet një sërë avantazhesh unike në krahasim me platformat e tjera lazer, të përqendruara rreth shkathësisë së gjatësisë së valës së saj, shpejtësisë unike të teknologjisë q-switch dhe integritit të teknologjive më të avancuara për të lehtësuar dhe sistemuar klinken tuaj.</p> <p>- Fleksibilitet optimal për rezultate të jashtëzakonshme. Sistemi i avancuar i kontrollit të parametrave ju ofron kontroll të plotë mbi trajtimet, duke qenë i mundur për të manevruar madhësinë e pikës, shkallën e përsëritjes, rrjedhshmërinë dhe shumë elementë të tjerë kyç me saktësi të plotë.</p> <p>-Platformë e personalizueshme. Platforma lazer Eraser mund të personalizohet dhe përshtatet me nevojat specifike të praktikës suaj;</p> <p>Perdorimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shperndarjen e depozitave pigmentare • Rinovimi i lekures • Heqja e tatuazhit: Heqjen e tatuazheve ngjyre kafe, te zeze, blu dhe shumengjyreshe (te tilla si jeshile e kuqe e verdhe), heqjen e tatuazheve semi-permanente ne buze, liner, vetullave tattoo • Eliminon pikat e pigmenteve te moshes shenjat e lindjes dhe ndryshimet e pigmenteve • Carbon peeling ose Peeling Hollywood-ian qe nuk le shenja 	<p>Eliminimi i te gjitha llojeve te tattoo ne tere trupin (cmimi per klient: 150 euro seance) Nje tattoo 10cm2</p> <p>Carbon peeling (cmimi per klient: 80 euro/ZT seance)</p>
Kosto/ materiale konsumuese, opsionale	Derals ERASER nuk ka pjese shpenzuese		
Cka perfshihet ne pakon standarde?	Paisja Dermal Eraser me koken per Carbon Peeling dhe Tatto removal, trajnimi klinik, certifikimi, Garancioni 24 muaj		


Paisja : DL008	Specifikat	Pershkrimi	Sherbimet
<p>DERMALS</p> <p>CO2 FRAXEL</p> 	<p>CO2 Fractional laser</p> <p>1.30m²</p> <p>220 V, 10600 nm, 1-60 W Metal RF Tube Dorezat: CO2, Vaginal</p> <p>Production: Made in UK</p>	<p>Frakesi eshte celesi per lekure te shkelqyeshme. CO2 e Dermal Fraxel eshte I teknologjise “MetalRF tube”- e cila teknologji ofron emetim stabil te energjise, koherence dhe jetegjatesi te paisjes per shume vite.</p> <p>Dermal CO2 Fraklesi eshte laser i cili perdoret nga te gjitha moshat ne te gjitha llojet e lekures ne te gjitha pjeset e trupit. Nese po kerkoni lekure te rinuar, me te bute dhe shume vite me re atehere Frakseli eshte zgjidhja.</p> <p>Trajtimi me DERMALS CO2 Fraxel laser eshte nje procedure e sigurt, jo – invazive dhe sherben per te permiresuar siperfaqen e lekures pasi: zvoglon poret, eliminon njollat e erreta, redukton rrudhat rreth syve dhe cikatricet e akneve, rinon dhe rifreskon qafen, dekolten dhe duart.</p> <p>Fraxel eshte i shkelqyer per te rigjeneruar lekuren sepse nxit prodhimin natyral te kolagjenit dhe elastines ne dermis.</p> <p>DERMALS FRAXEL Lazeri perdoret per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trajtimin e rrudhave ne zonen anesore te syve • Eleminimin e rrudhave fine ne te gjithe fytyren • Trajtimin dhe eleminimin e akneve • Rigjenerimin e lekures se fytyres, qafes, dekoltese, duarve etj. • Trajtimin e cikatriceve dhe shenjave nga aknet • Trajtimin e lekures se demtuar nga dielli • Reduktimin e poreve • Korrigjimin e njollave te lekures • Eleminimin e strijave • Eleminimin e shenjave te kafta te pleqerise • Kozmetikën gjinekologjike (rigjenerim i ballit vaginal) 	<p>Eliminimi i strijav: 70 euro seance</p> <p>Eliminimi i cikatriqeve: 70 euro seance</p> <p>Eliminimi i shenjave nga operacionet : 50 euro seance</p> <p>Rigjenerim dhe rishtresim i lekures: 90 euro seance</p> <p>Eliminimi i rrudhave: 70 euro seance</p> <p>Eliminimi i pigmenteve: 90 euro seance</p> <p>Trajtimi i akneve: 50 euro seance</p> <p>Trajtime vaginale (ngushtim, zbardhim, optimizim): 250 euro seance</p>
Kosto/ materiale konsumuese, opsionale	Dermal CO2 FRAXEL nuk ka pjese shpenzuese		
Cka perfshihet ne pakon standarde?	Paisja Dermal CO2 FRAXEL me dorezat CO2 dhe vaginal, trajnimi klinik, certifikimi, Garancioni 24 muaj		


Paisja : DL009	Specifikat	Pershkrimi	Sherbimet
<p>DERMALS</p> <p>CO2 FRAXEL</p> <p>Mini</p> 	<p>CO2 Fractional laser horizontal</p> <p>1.30m²</p> <p>220 V, 10600 nm, Metal RF Tube 1-30 W Dorezat: CO2, Vaginal</p> <p>Production: Made in UK</p>	<p>Frakesi eshte celesi per lekure te shkelqyeshme. CO2 e Dermal Fraxel eshte I teknologjise “MetalRF tube”- e cila teknologji ofron emetim stabil te energjise, koherence dhe jetegjatesi te paisjes per shume vite.</p> <p>Dermal CO2 Fraklesi eshte laser i cili perdoret nga te gjitha moshat</p> <p>Dermal CO2 Fraklesi Mini eshte laser i cili perdoret nga te gjitha moshat ne te gjitha llojet e lekures ne te gjitha pjeset e trupit. Nese po kerkoni lekure te rinuar, me te bute dhe shume vite me re atehere Frakseli eshte zgjidhja.</p> <p>Trajtimi me CO2 Fraxel laser eshte nje procedure e sigurt, jo – invazive dhe sherben per te permiresuar siperfaqen e lekures pasi: zvoglon poret, eliminon njollat e erreta, redukton rrudhat rreth syve dhe cikatricet e akneve, rinon dhe rifreskon qafen, dekolten dhe duart.</p> <p>Fraxel eshte i shkelqyer per te rigjeneruar lekuren sepse nxit prodhimin natyral te kolagenit dhe elastines ne dermis.</p> <p>Mini ne krahasim me versionin Vertikal ka fuqi me te vogel e cila diference verehet me shume ne trajtimet “cut” (prerje) te pjeseve me te forta dhe me thellesi me te madhe se 5 mm.</p> <p>DERMALS FRAXEL Lazeri perdoret per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trajtimin e rrudhave ne zonen anesore te syve • Eleminimin e rrudhave fine ne te gjithe fytyren • Trajtimin dhe eleminimin e akneve • Rigjenerimin e lekures se fytyres, qafes, dekoltese, duarve etj. • Trajtimin e cikatriceve dhe shenjave nga aknet • Trajtimin e lekures se demtuar nga dielli • Reduktimin e poreve • Korrigjimin e njollave te lekures • Eleminimin e strijave • Eleminimin e shenjave te kafta te pleqerise • Kozmetiken gjinekologjike (rigjenerim i ballit vaginal) 	<p>Eliminimi i strijav: 70 euro seance</p> <p>Eliminimi i cikatriqeve: 70 euro seance</p> <p>Eliminimi i shenjave nga operacionet : 50 euro seance</p> <p>Rigjenerim dhe rishtresim i lekures: 90 euro seance</p> <p>Eliminimi i rrudhave: 70 euro seance</p> <p>Elemimi i pigmenteve: 90 euro seance</p> <p>Trajtimi i akneve: 50 euro seance</p> <p>Trajtime vaginale (ngushtim, zbardhim, optimizim): 250 euro seance</p>
Kosto/ materiale konsumuese, opsionale	Dermal CO2 FRAXEL nuk ka pjese shpenzuese		
Cka perfishihet ne pakon standarde?	Paisja Dermal CO2 FRAXEL Mini me dorezat CO2 dhe vaginal, trajnimi klinik, certifikimi, Garancioni 24 muaj		


Paisja : DL010	Specifikat	Pershkrimi	Indikacionet/ Sherbimet	ROI
<p>DERMALS</p> <p>HYDRA MASTER PRO</p> <p><u>Version 15 koka pune</u></p> 	<p>Advanced face treatment</p> <p>1.30m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ultrasound for face • Ultrasound for eyes • Diamond dernabration • Microcurrent 1 • Microcurrent 2 • Hydro dermabrasion handle with 8 tips • Ultrasonic skin scrubber • Co2 bubble • High frequency • Scraping therapy cup • Spray • Skin analyzer • Breast enlarging cup • Hip lifting cup • Vacuum Pen <p>Production: Made in UK</p>	<p>Dermals HydraMaster- eshte menyra me e mire e trajtimit te: lekures se demtuar nga dielli, poreve te zgjeruara dhe te papastra, akneve dhe akneve nenlekurore, shenjave nga aknet, pikave te bardha dhe te zeza, shenjave te plakjes, pigmentit siperfaqesor</p> <p>Dermals HydraMaster – pastron thellesisht lekuren, aknet, pikat e zeza dhe papastertite tjera permes hidratimit; minimizon poret; permirson dukshem tenin e lekures dhe poreve, eleminon plotesisht shtresen e lekures se vdekur</p> <p>Dermals HydraMaster permirson qarkullimin e gjakut duke rezultuar perqendrim me te madh te oksigenit ne kapilar keto jane parakusht per lekure te revitalizuar.</p> 	<p>Face tratment (cmimi per klient: 45 euro)</p> <p>Skin Scrub tratment (cmimi per klient: 35 euro)</p> <p>Cup treatment (cmimi per klient: 85 euro)</p>	<p>Nevoiten 115 klient per te nxjerr investimin e paisjes.</p>
Kosto/ materiale konsumuese, opsionale	Dermals Hydra Master Pro nuk ka pjese shpenzuese			
Cmimi / paisje:	Paisja Dermals HYDRA MASTER PRO me 15 kokat, trajnimi klinik, certifikimi, Garancioni 24 muaj			



Paisja : DL011	Specifikat	Pershkrimi	Indikacionet/ Sherbimet	ROI
<p>DERMALS</p> <p>HYDRA MASTER PRO</p> <p>8n1</p> 	<p>Advanced face treatment</p> <p>1.30m²</p> <ul style="list-style-type: none"> Hydra Dermabrasion JetCare Multifunctional Plasma Electroporation Lymphatic Drainage Micro-current 5MHZ Radio Frequency Skin Scrubber OxyFacial Sprayer Carbon Oxygen LED Light Facial & Eye Ultrasonic <p>Production: Made in UK</p>	<p>Dermals HydraMaster Pro 8n1 - eshte menyra me e mire e trajtimit te: lekures se demtuar nga dielli, poreve te zgjeruara dhe te papastra, akneve dhe akneve nenlekurore, shenjave nga aknet, pikave te bardha dhe te zeza, shenjave te plakjes, pigmentit siperfaqesor</p> <p>Dermals HydraMaster – pastron thellesisht lekuren, aknet, pikat e zeza dhe papastertite tjera permes hidratimit; minimizon porete; permirson dukshem tenin e lekures dhe poreve, eleminon plotesisht shtresen e lekures se vdekur</p> <p>Dermals HydraMaster permirson qarkullimin e gjakut duke rezultuar perqendrim me te madh te oksigjenit ne kapilar keto jane parakusht per lekure te revitalizuar.</p> <p>Type of handpiece</p> <ul style="list-style-type: none"> Hydra Dermabrasion 360° Rotating handpiece with flexible silicone heads makes skin clean and absorb serum better. Lymphatic Drainage Lymphatic Drainage is a process where lymph nodes are drained through a series of movements on the face. OxyFacial Sprayer Professional spray enhances the absorption of essential oxygen spray and water complement. JetCare Jet Peel is a non-invasive, multi-step transdermal skin system that delivers immediately visible results without downtime. Micro-current Microcurrent electrotherapy boosts ATP and protein production, promoting cellular energy metabolism and skin cell metabolism. Carbon Oxygen Breakthrough Carbon Oxygen Technology provides superior anti-aging results by treating the skin at a deeper level. Multifunctional Plasma Plasma 4-in-1 is the worlds most advanced, non-invasive, skin lifting, skin tightening and rejuvenation device. 5MHZ Radio Frequency Firming and tightening the skin by boosting production of collagen. LED Light The Best 7 Lights LED Face Mask to Stimulate Collagen production and Revitalize complexion. Electroporation Electroporation creates micro-channel which enable introduction of hydrophilic substances into the epidermis cells. Skin Scrubber Resonates at 34,000 ultrasonic vibrations per second, deeply cleans excess oil and impurities of skin. Facial & Eye Ultrasonic The ultrasound treatment is the futuristic non-invasive facelift. Best for treating multiple skin problems. 	<p>Face treatment (cmimi per klient: 45 euro)</p> <p>Skin Scrub treatment (cmimi per klient: 35 euro)</p> <p>Cup treatment (cmimi per klient: 85 euro)</p>	<p>Nevoiten 115 klient per te nxjerr investimin e paisjes.</p>
Kosto/ materiale konsumuese, opsionale	Dermals Hydra Master Pro nuk ka pjese shpenzuese			
Cmimi / paisje:	Paisja Dermal HYDRA MASTER PRO me 8 kokat, trajnimi klinik, certifikimi, Garancioni 24 muaj			



Paisja : DL012	Specifikat	Pershkrimi	Indikacionet/ Sherbimet	ROI
<p>DERMALS</p> <p>HYDRA MASTER MINI</p> 	<p>Advanced face treatment</p> <p>1.30m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Water Dermabrasion • Diamond Dermabrasion • Ion Spray gun • Buble pen • Damond head • FR Handle <p>Production: Made in UK</p>	<p>Dermals HydraMaster Pro 4n1 perdoret per trajtimin e lekures se demtuar nga dielli, poreve te zgjeruara dhe te papastra, akneve dhe akneve nenlekurore, shenjave nga aknet, pikave te bardha dhe te zeza, shenjave te plakjes, pigmentit siperfaqesor.</p> <p>Dermals HydraMaster përmirëson strukturën e përgjithshme, tonin dhe pamjen e lëkurës së fytyrës. Kjo është për shkak të eksfolimit të thellë që pastron poret, duke hequr papastërtitë dhe duke lejuar depërtimin më të mirë të serumeve të fytyrës të përshtatura për llojin e lëkurës tuaj.</p> <p>Dermals HydraMaster – pastron thellesisht lekuren, aknet, pikat e zeza dhe papastertite tjera permes hidratimit; minimizon poret; permirson dukshem tenin e lekures dhe poreve, eliminon plotesisht shtresen e lekures se vdekur</p> <p>Dermals HydraMaster Mini permirson qarkullimin e gjakut duke rezultuar perqendrim me te madh te oksigjenit ne kapilar keto jane parakusht per lekure te revitalizuar.</p> 	<p>Face tratment (cmimi per klient: 45 euro)</p> <p>Skin Scrub tratment (cmimi per klient: 35 euro)</p> <p>Cup treatment (cmimi per klient: 85 euro)</p>	<p>Nevoiten 115 klient per te nxjerr investimin e paisjes.</p>
Kosto/ materiale konsumuese, opsionale	Dermals Hydra Master Pro nuk ka pjese shpenzuese			
Cmimi / paisje:	Paisja Dermal HYDRA MASTER PRO me 4 kokat, trajnimi klinik, certifikimi, Garancioni 24 muaj			


Paisja : DL013	Specifikat	Pershkrimi	Indikacionet/ Sherbimet	ROI
<p>DERMALS</p> <p>GOLD RF <u>Micro needling</u></p> 	<p>Radio frekuence dhe microneedling</p> <p>1.00m²</p> <p>Output Wavelength PDT 50nm, Atmospheric pleasure 50kPa – 160 kPa Relative humidity lower 93%</p> <p>Needle Cartridges:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10pin, • 25pin, • 64pin • nano chip <p>Superficial Fractional RF & Microneedle Fractional RF</p> <p>Production: Made in UK</p>	<p>Fractional RF Microneedling është trajtim minimalisht invaziv për të zvogëluar shfaqjen e rrudhave, cikatrizave, shenjave të akneve, tërheqjen e lëkurës dhe reduktimin e strijave. Energjia RF, e cila përmes kanaleve që formojnë mikrogjilpërat, ngroh shtresat më të thella të lëkurës, duke nxitur dhe stimuluar prodhimin e kolagjenit dhe elastinës. Për shkak se energjia RF shpërndahet kaq thellë, ajo mund të prodhojë rezultate më të shpejta që janë të dukshme menjehere.</p> <p>Ajo që e bën inovative është teknologjia e avancuar Dual Wave (vale të vazhdueshme dhe vale pulsuese) për trajtimin jo vetëm të të skin rejuvenation dhe scars por dhe problemet e pigmentimit dhe lesionet vasculare si melasma, skuqjet difuze dhe rosacea që veshitë të arrihen me RF microneedles konvencionale. Mikrogjilperat janë non-insulated gold dhe të përgatitura nga sistem robotik.</p> <p>GOLD RF NEEDLE - kombinon Radiofrekuencen e fraksionuar me Microneedling duke bërë një tendosje të menjehershme të indeve dhe rimodelim dhe riparim të indeve subdermale.</p> <p>Microneedling Radiofrequency bën të mundur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eleminimin e strijave • Eleminimin e rrudhave • Eleminimin e çikatriçeve • Tendosjen e lekures • Tonifikimin e qafes, fytyres dhe dekoltesë. 	<p>Face treatment (cmimi për klient: 170 euro)</p> <p>Fytyre dhe qafe (cmimi për klient: 250 euro)</p>	<p>Nevoiten 140 klient për të nxjerr investimin e paisjes.</p>
<p>Kosto/ materiale konsumuese, opsionale</p>	<p>Dermals GOLD RF nuk ka pjesë shpenzuese, 150 Needle Cartridge janë një përdorimshë (cmimi cop për 10pin, 25pin, 64pin, nano chip)</p>			
<p>Cka përfshihet në pakon standarde?</p>	<p>Paisja Dermals GOLD RF me 50 Needle Cartridge, trajnimi klinik, certifikimi, Garancioni 24 muaj</p>			


Paisja : DL014	Specifikat	Pershkrimi	Indikacionet/ Sherbimet	ROI
<p>DERMALS</p> <p>VELA SLIM</p> 	<p>VELASLIM = TEKNOLOGJIA ME E AVANSUAR BOTERORE PER DOBESIM ,FORMESIM TE TRUPIT , ZHDUKJE TE CELULITIT</p> <p>1.00m² 4 Handle, RF frequency 20MHz CRF Infrared 940nm</p> <p>Vacuum pressure: Absolute pressure: 10kPa—80kPa (7.6cmHg--60.8cmHg)</p> <p>Relative pressure: 20kPa—90kPa (15.2cmHg--68.4cmHg)</p> <p>Cavitation 40.5KHz+28KHz Production: Made in UK</p>	<p>Velaslim eshte teknologjija me e avansuar boterore per dobesim, formesim te trupit , zhdukje te celulitit. Trajtimi i celulitit, realizohet me valë radiofrekuence të cilat ngrohin kolagjenin dhe qelizat dhjamore nën lëkurë, radiofrekuenca bene te mundur zvogelimin e qelizave dhjamore të celulitit dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut. Kjo metodë e avancuar ka aprovim nga FDA dhe përmirëson dukshëm pamjen e celulitit vetëm me një seancë.</p> <p>Me VelaSlim arrihet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rimodelimi i trupit ✓ Dobesimi lokal ✓ Formeson pjesen e trajtuar ✓ Heq toksinat nga trupi ✓ Trajtime me koken speciale per fytyre dhe qafe. <p>Sekreti qëndron në valët e radiofrekuencës së këtij trajtimi, të cilat shpërbëjnë yndyrën dhe ndihmojnë pacientët të humbin peshën e ujit. Kjo është veçanërisht efektive për celulitin. Gjatë trajtimit VelaShape, tekniku do të aplikojë një pajisje rrotulluese direkt në lëkurë, duke lejuar që valët e radiofrekuencës të depërtojnë në zonën e synuar dhe t'ju ndihmojnë të merrni një pamje më të hollë pothuajse menjëherë VelaSlim perdor RF frequency 20MHz e cila e kombinuar me energjine Infrared 940nm bejne tonifikimin e lekures plotesisht.</p>	<p>Face traitement (cmimi per klient: 50 euro)</p> <p>Body treatment (cmimi per klient: 250 euro)</p>	<p>Nevoiten 140 klient per te nxjerr investimin e paisjes.</p>
<p>Kosto/ materiale konsumuese, opsionale</p>	<p>Dermals VelaSlim nuk ka pjese shpenzuese,</p>			
<p>Cka perfsihet ne pakon standarde?</p>	<p>Paisja Dermals VelaSlim me 4 koka, trajnimi klinik, certifikimi, Garancioni 24 muaj</p>			



Paisja : DL015	Specifikat	Pershkrimi	Indikacionet/ Sherbimet	ROI
 <p>DPLAS</p>	<p>IPL Technologie</p> <p>1.00m² 2 Handle, HR /SR 15x40mm</p> <p>WV: HR 650~950nm, SR 550~650nm IPL Mode 10~60J/cm² SHR Mode 1~15J/cm² IPL Mode 1~6ms Pulse SHR Mode 1~10Hz, 1~20ms Pulse</p> <p>IPL System:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Easy Treatment Progress • Small & Light Handpieces • IPL & SHR Optional • High Photoelectric Conversion Rate Real Self-Detection System <p>Production: Made in UK</p>	<p>Teknologjia e depilimit dhe trajtimit te indikacioneve ne lekure DPLAS IPL e krijuar per te gjitha pjeset e trupit mundeson lekure te lemuar per nje periudhe te gjate kohore.</p> <p>Teknologjia profesionale IPL ekziston prej 25 vitesh dhe hulumtimet nuk kanë treguar kancer të lëkurës ose probleme të fertilitetit, në fakt nuk janë raportuar fare efekte anësore ose dëmtime nga përdorimi afatgjatë.</p> <p>Paisja DERMALS DPLAS është zhvilluar në bashkëpunim me dermatologët më te njohur dhe është testuar per me shume se 5 vite, e pershtatshme per përdorim në sallonet e bukurisë profesionale.</p> <p>Sistemi i sigurisë i DPLAS bën të mundur ndriçimin vetëm nëse shtojca është në kontakt të plotë me lëkurën. Filtri i integruar UV siguron që drita të godas vetëm qimën dhe jo lëkurën. Nëse lëkura juaj është shumë e errët, sensori i ngjyrës së lëkurës parandalon emetimin e dritës. Ne rekomandojmë përdorimin e Lumea në një dhomë të ndriçuar mirë për të zvogëluar ndriçimin e përthithur të pulsit. Ndërsa është e mundur, efektet anësore dhe komplikimet nuk kanë gjasa, për sa kohë që përdorni i Lumea behet sipas udhëzimeve dhe masave paraprake të përfshira në manualin e përdorimit.</p> <p>Indikacionet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Super hair removal • Super skin rejuvenation • Pigment therapy • Vascular therapy • Acne therapy <p>Reduktim i qimëve deri në 92% pas vetëm 3 trajtimesh</p>	<p>Depilimi (cmimi per klient: 150 euro)</p> <p>Super Skin Rejuvenation (cmimi per klient: 100 euro)</p> <p>Pigment Therapy (cmimi per klient: 80 euro)</p> <p>Vascular therapy (cmimi per klient: 100 euro)</p> <p>Acne Therapy (cmimi per klient: 100 euro)</p>	<p>Nevoiten 140 klient per te nxjerr investimin e paisjes.</p>
Kosto/ materiale konsumuese, opsionale	DPLAS nuk ka pjese shpenzuese.			
Cka perfishihet ne pakon standarde?	Paisja DPLAS me 2 koka, trajnimi klinik, certifikimi, Garancioni 24 muaj			


Paisja : DL016	Specifikat	Pershkrimi	Indikacionet/ Sherbimet	ROI
<p style="text-align: center;">AI SKIN DETECOR® SKIN ANALYSIS</p> 	<p>Teknologjia me e avansuar e SKIN ANALYSIS me integrim te iteleligjenses Artificiale</p> <p>Light: White light (RGB) Polarized light (PL) Ultraviolet light (UV)+Cross</p> <p>Android 8.1</p> <p>Production: Made in Korea</p>	<p>AI SKIN DETECTOR®- Skin Analysis eshte paisja me e avansuar e Skin analyzing e cila ne menyre profesionale kryen analizen e gjendjes së lëkurës, AI parashikimin e gjendjes së lëkurës, zbulimin e problemeve të lëkurës, dhe ofrimin e planit të kujdesit të lëkurës. Regjistrimin automatik i fotografive.</p> <p>Karakteristikat e AI Skin Detector®:</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Xhirimi, analizimi, shfaqja 3 në 1 • Njohja dhe analizimi automatike i fytyrës me AI (itelegjens artificiale) • WIFI/Bluetooth të integruar. • Puremi Real 8 milion kamera • 48 milion piksele • Teknologjia e fluoroskopisë 6.3D • Pesë lloje të spektrit • Dritat RGB+UV+PL <p>AI SKIN DETECTOR® – Skin Analysis, është paisja që do ta lehtësoj punën e përditshme të klinikave profesionale; duke analizuar, matur pothuajse çdo gjë që ndodhet thellë në shtresat e lëkurës: rrudhat, poret, UV shenjat, teksturën, pigmentimin si dhe porphyrins (dëshmi të baterieve në pore). Nga AI analiza dhe dhe matjet Klinikat do ta ken shumë më të lehtë të përcaktojmë programet adekuata të trajtimeve dhe të produkteve, por shumë e rëndësishme do të mund ta përcjellim ecurinë e përmirësimeve gjatë proceseve, të dëshmuara me pamje vizuale - analizë pas analize</p>	<p>Face analysis (cmimi per klient: 150 euro)</p> <p>Face Check (cmimi per klient: 90 euro)</p>	<p>Nevoiten 140 klient per te nxjerr investimin e paisjes.</p>
<p>Kosto/ materiale konsumuese, opsionale</p>	<p>AI SKIN DETECTOR® nuk ka pjese shpenzuese,</p>			
<p>Cka perفشihet ne cmim?</p>	<p>Paisja profeionale AI SKIN DETECTOR</p>			

Paisja : DL017	Specifikat	Pershkrimi	Indikacionet/ Sherbimet	ROI
<p>CANDELA</p> <p>GENTLEMAX PRO PLUS</p> <p><u>Version ri</u></p> 	<p>ALEXANDRITE Laser 1.50m²</p> <p>Wavelength: ND:YAG - 1064 nm, ALEXANDRITE-755 nm</p> <p>Pulse duration: 0.250-100 ms</p> <p>Spot Sizes: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Small - 1.5 mm, 3 mm, 5 mm, 3 x 10 mm Large - 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm <p>Optional: 1- DCD (Dynamic Cooling Device), 2 -ACC (Air Cooling Compatible)</p> <p>Production: Made in USA</p>	<p>GentleMax Pro Plus është lazeri i fundit për industrinë estetike, është zgjidhja ideale për heqjen e qimeve, trajtimin e lezioneve të pigmentuara dhe trajtimin e lezioneve vaskulare. Është i shpejtë, i besueshëm dhe plot funksione të avancuara që ofrojnë rezultate të jashtëzakonshme dhe kanë fituar besimin e përdoruesve në mbarë botën.</p> <p>GENTLEMAX PRO PLUS është versioni më i fundit; me shumë perparësi dhe mundësi të reja krahasuar me paraardhësin; Depilim më i shpejtë, Fluence më e madhe, 26mm Spote, Pulsime më të shpejta.</p> <p>Gentle Max Pro Plus ofron mundësinë të trajtoni më shumë pacientë në më pak kohë me fuqi të shtuar, shpejtësi dhe përmasa më të mëdha të aplikatoreve, si dhe kohëzgjatje të shkurtër 2ms të pulsit për të trajtuar qimet e imta.</p> 	<p>Eliminim/epilim i përhershëm, (cmimi per klient: 350 euro/ FB- full body)</p> <p>Trajtimi i lezioneve beninje të pigmentuara, (cmimi per klient: 150 euro/ ZT-nje zone e trajtuar)</p> <p>Trajtimi i lezioneve vaskulare, (cmimi per klient: 150 euro/ZT)</p> <p>Trajtimi i rrudhave (Ndyag), (cmimi per klient: 150 euro/ZT)</p> <p>Onikomycosis (Ndyag) (cmimi per klient: 100 euro/ZT)</p>	<p>Nevoiten 75 klient FB per te nxjerr investimin e paisjes.</p>
<p>Kosto/ materiale konsumuese, opsionale</p>	<p>Candela GentleMax Pro Plus- CE DCD (Cryogen cooling) = Standrd Spot handpiece Candela GentleMax Pro Plus- CE ACC (Air cooling)= Standard Spot handpiece</p> <ul style="list-style-type: none"> • GMPP DCD Large Spot handpiece • GMPP DCD Small Spot handpiece • GMPP ACC Large Spot handpiece • Cryogen 			
<p>Cka perفشihet ne pakon standarde?</p>	<p>Paisja Candela GentleMax Pro Plus , trjanimi klinik dhe Teknik, DCD ose ACC Doreza Standarde, trajnimi klinik, certifikimi, Garancioni 24 muaj</p>			

Paisja : DL018	Specifikat	Pershkrimi / Indikacionet/ Sherbimet kosto	ROI																					
<p>CANDELA NORDLYS</p> 	<p>Technologies: SWT, Frax 1550, Frax 1940, Nd:YAG 1064</p> <p>1.50m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • HRD 645: (645-950 nm) • HR 600/HRL 600: (600-950 nm) • VL 555/VLS 555: (555-950 nm) • PR 530/PRS 530: (530-750 nm) • PL 400: (400-720 nm) <p>Fluence Range: 2-26 J/cm² Pulse Time: 0.5-99.5 ms Pulse Delay: 1.5-600 ms Number of Pulses: 1-4 Duration of Pulse Train: 0.5-700 ms Production: Made in USA</p>	<p>Nordlys nga Candela Medical është një pajisje estetike mjekësore e bazuar në lazer dhe Ellipse SWT IPL (teknologji selektive me brez vale), me aplikime të gjera në fusha të tilla si epilimi i përhershëm, trajtimi i lezioneve vasculare dhe shenjave të akneve.</p> <p>Aplikatorët e sistemit NORDLYS:</p> <p>Frax 1940</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rishfaqja e lëkurës • Koagulimi i indeve të buta • Lezionet beninje të pigmentuara (përfshirë por pa u kufizuar në lentiginat (njollat e moshës), lentiginat diellore (njollat e diellit) dhe efelidet (frenkat) për llojet e lëkurës Fitzpatrick I-IV <p>PR 530 / PRS 530 / VL 555 / VLS 555</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telangjiëktazitë • Njollat e verës portuale • Lezionet beninje të pigmentuara • Lezionet beninje vasculare (p.sh., skuqje difuze) • Rosacea • Poikiloderma e Civatte • Akne vulgaris inflamatore (PR 530) <p>Frax 1550</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rishfaqja e lëkurës • Koagulimi i indeve të buta <p>Nd:YAG 1064</p> <ul style="list-style-type: none"> • Venat e këmbëve (0,1-3 mm në diametër) • Lezionet beninje vasculare • Njollat e verës portuale • Liqene venoze • Lezionet e pigmentuara epidermale • Thonjtë e pastër (onikomikoza) • Lezionet beninje të lëkurës, të tilla si lythat <p>HR 600 / HRL 600 / HDR 645</p> <ul style="list-style-type: none"> • reduktim i përhershëm i flokëve <p>400 PL: Lezionet beninje të pigmentuara epidermale</p>	<p>Nevoiten 178 klient per te nxjerr investimin e paisjes, duke marr si baze nje trajtim mesatarisht 180 euro</p>																					
<p>Kosto/ materiale konsumuese, opsionale</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 1046 945 1078">NORDLYS SYSTEM</th> <th data-bbox="945 1046 1912 1078">Nordlys System pa doreza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 1078 945 1110">APPLICATOR FRAX 1550 1550 nm</td> <td data-bbox="945 1078 1912 1110">Non-ablative skin resurfacing, Acne scars, Surgical scars, Striae (Stretch marks)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1110 945 1142">APPLICATOR FRAX 1940 1940 nm</td> <td data-bbox="945 1110 1912 1142">Skin resurfacing via coagulation of soft tissue, Actinic keratosis</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1142 945 1174">APPLICATOR Nd:YAG 1064 nm</td> <td data-bbox="945 1142 1912 1174">Facial telangiectasias, Leg vessels, Venous lakes, Port wine stains, Benign cutaneous warts, Onychomycosis</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1174 945 1206">APPLICATOR HR 600 600 - 950 nm</td> <td data-bbox="945 1174 1912 1206">Hair removal – normal skin HP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1206 945 1238">APPLICATOR HRD 645 645 - 950 nm</td> <td data-bbox="945 1206 1912 1238">Hair removal – dark skin HP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1238 945 1270">APPLICATOR HRL 600 600 - 950 nm</td> <td data-bbox="945 1238 1912 1270">Hair removal – large HP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1270 945 1302">APPLICATOR PL 400 400 - 720 nm</td> <td data-bbox="945 1270 1912 1302">Epidermal pigmented lesions</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1302 945 1334">APPLICATOR PR 530 530 - 750 nm</td> <td data-bbox="945 1302 1912 1334" rowspan="4">Photorejuvenation (Diffuse redness and pigment), Rosacea, Poikiloderma of civatte, Vascular lesions (Telangiectasias – Face), Port wine stains</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1334 945 1366">APPLICATOR PRS 530 530 - 750 nm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1366 945 1398">APPLICATOR VL 555 555 - 950 nm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1398 945 1422">APPLICATOR VLS 555 555 - 950 nm</td> </tr> </tbody> </table>		NORDLYS SYSTEM	Nordlys System pa doreza	APPLICATOR FRAX 1550 1550 nm	Non-ablative skin resurfacing, Acne scars, Surgical scars, Striae (Stretch marks)	APPLICATOR FRAX 1940 1940 nm	Skin resurfacing via coagulation of soft tissue, Actinic keratosis	APPLICATOR Nd:YAG 1064 nm	Facial telangiectasias, Leg vessels, Venous lakes, Port wine stains, Benign cutaneous warts, Onychomycosis	APPLICATOR HR 600 600 - 950 nm	Hair removal – normal skin HP	APPLICATOR HRD 645 645 - 950 nm	Hair removal – dark skin HP	APPLICATOR HRL 600 600 - 950 nm	Hair removal – large HP	APPLICATOR PL 400 400 - 720 nm	Epidermal pigmented lesions	APPLICATOR PR 530 530 - 750 nm	Photorejuvenation (Diffuse redness and pigment), Rosacea, Poikiloderma of civatte, Vascular lesions (Telangiectasias – Face), Port wine stains	APPLICATOR PRS 530 530 - 750 nm	APPLICATOR VL 555 555 - 950 nm	APPLICATOR VLS 555 555 - 950 nm	
NORDLYS SYSTEM	Nordlys System pa doreza																							
APPLICATOR FRAX 1550 1550 nm	Non-ablative skin resurfacing, Acne scars, Surgical scars, Striae (Stretch marks)																							
APPLICATOR FRAX 1940 1940 nm	Skin resurfacing via coagulation of soft tissue, Actinic keratosis																							
APPLICATOR Nd:YAG 1064 nm	Facial telangiectasias, Leg vessels, Venous lakes, Port wine stains, Benign cutaneous warts, Onychomycosis																							
APPLICATOR HR 600 600 - 950 nm	Hair removal – normal skin HP																							
APPLICATOR HRD 645 645 - 950 nm	Hair removal – dark skin HP																							
APPLICATOR HRL 600 600 - 950 nm	Hair removal – large HP																							
APPLICATOR PL 400 400 - 720 nm	Epidermal pigmented lesions																							
APPLICATOR PR 530 530 - 750 nm	Photorejuvenation (Diffuse redness and pigment), Rosacea, Poikiloderma of civatte, Vascular lesions (Telangiectasias – Face), Port wine stains																							
APPLICATOR PRS 530 530 - 750 nm																								
APPLICATOR VL 555 555 - 950 nm																								
APPLICATOR VLS 555 555 - 950 nm																								

Paisja : DL019	Specifikat	Pershkrimi	Indikacionet/ Sherbimet	ROI						
<p>CANDELA</p> <p>FRAX PRO</p> 	<p>1.00m²</p> <p>LASER TYPE: FRAX 1550, FRAX 1940</p> <p>Laser Wavelengths: 1550 nm, 1940 nm</p> <p>Energy Range/MTZ: 5-100 mJ, 5-20 mJ</p> <p>Pulse Duration: 1-20 ms, 1.5-20 ms</p> <p>Scan Width: 4-12 mm, 4-12 mm</p> <p>Skin Cooling: SoftCool™</p> <p>Integrated Air Cooling</p> <p>Production: Made in USA</p>	<p>Frax Pro tani është i pajisur me gjatësi vale të shumta, duke qenë në gjendje të japë energji lazer në 1550nm dhe 1940nm. Në këtë mënyrë, pajisja me laser Frax Pro mund të përdoret si për rinovimin e lëkurës dhe rishfaqjen e lëkurës, ashtu edhe për trajtimin e akneve dhe plagëve kirurgjikale dhe keratozës aktinike.</p> <p>Trajtimet Frax Pro janë të shpejta, nuk prekin sipërfaqen e lëkurës dhe kanë një kohë të ulët rikuperimi. Përveç kësaj, teknologjia unike SoftCool ndihmon në reduktimin e shqetësimit gjatë trajtimit, duke mbajtur sipërfaqen e lëkurës në një temperaturë të rehatshme. Pas disa studimeve klinike, Frax Pro është treguar të jetë jashtëzakonisht efektiv në adresimin e fushave të mëposhtme të estetikës mjekësore dhe dermatologjisë:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimodelimi jo-ablativ i lëkurës (duke përfshirë parregullsitë e teksturës, linjat e imëta dhe rudhat) • Shenjat e strirjave • Shenjat e akneve • Shenjat kirurgjikale 	<p>Trajtimi i rrudhave (frax), (cmimi per klient: 120 euro/ZT)</p> <p>Trajtimi i lekures se fytyres (cmimi per klient: 140 euro)</p> <p>Trajtimi i strijave (cmimi per klient: 140 euro)</p>	<p>Nevoiten 54 klient per te nxjerr investimin e paisjes. Duke marr si baze nje trajtim kerkon 3 séance mesatarisht.</p>						
<p>Kosto/ materiale konsumuese, opsionale</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 1129 947 1161">FRAX PRO stand-alone SYSTEM</th> <th data-bbox="947 1129 1738 1161">Frax System pa doreza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 1161 947 1193">APPLICATOR FRAX 1550 1550 nm</td> <td data-bbox="947 1161 1738 1193">Non-ablative skin resurfacing, Acne scars, Surgical scars, Striae (Stretch marks)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1193 947 1225">APPLICATOR FRAX 1940 1940 nm</td> <td data-bbox="947 1193 1738 1225">Skin resurfacing via coagulation of soft tissue, Actinic keratosis</td> </tr> </tbody> </table>		FRAX PRO stand-alone SYSTEM	Frax System pa doreza	APPLICATOR FRAX 1550 1550 nm	Non-ablative skin resurfacing, Acne scars, Surgical scars, Striae (Stretch marks)	APPLICATOR FRAX 1940 1940 nm	Skin resurfacing via coagulation of soft tissue, Actinic keratosis		
FRAX PRO stand-alone SYSTEM	Frax System pa doreza									
APPLICATOR FRAX 1550 1550 nm	Non-ablative skin resurfacing, Acne scars, Surgical scars, Striae (Stretch marks)									
APPLICATOR FRAX 1940 1940 nm	Skin resurfacing via coagulation of soft tissue, Actinic keratosis									

Paisja : DL020	Specifikat	Pershkrimi	Indikacionet/ Sherbimet	ROI
<p>CANDELA</p> <p>Profound Matrix System</p> 	<p>RF 1.50m²</p> <p>Radiofrekuenca sublative (RF) dhe aplikues tërësisht të rinj Matrix Pro</p>  <p>Production: Made in USA</p>	<p>Aplikuesit RF Sublime dhe Sublative ofrojnë trajtime RF bipolare që përmirësojnë pamjen e linjave të holla dhe rrudhave, ndërsa aplikuesi Matrix Pro është projektuar për të rigjeneruar dhe ndërtuar kolagjen të ri dhe për të përmirësuar pamjen dhe strukturën e përgjithshme të lëkurës.</p> <p>Matrix Pro™ Cilësimet e thellësisë dhe energjisë të kontrolluara nga përdoruesi në një futje të vetme për të krijuar kolagjen të ri dhe përmirësim të dukshëm në pamjen dhe strukturën e përgjithshme të lëkurës.</p> <p>Sublime™ Ngrohja me shumicë e dermës dhe stimulimi i kolagjenit duke rezultuar në përmirësim të menjëhershëm dhe afatgjatë të rrudhave.</p> <p>Sublative™ RF Shpërndarja e energjisë RF bipolare për të dhënë ndikim termik të përhapur në dermë me përçarje të ulët epidermale që rezulton në lëkurë më të lëmuar dhe reduktim të rrudhave të fytyrës.</p>	<p>RF Trajtimi per fytyre (cmimi per klient: 450 euro/ ZT-nje zone e trajtuar)</p>	<p>Nevoiten 155 klient FB per te nxjerr investimin e paisjes.</p>
<p>Kosto/ materiale konsumuese, opsionale</p>	<p>Candela Profound Matrix™ me te tre konfigurimet Matrix Pro™, Sublime™ , Sublative™ RF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartridge 			
<p>Cka perfsihet ne pakon standarde?</p>	<p>Paisja Profound Matrix dhe 50 cartridges, trajnimi klinik, certifikimi, Garancioni 24 muaj</p>			

Paisja : DL021	Specifikat	Pershkrimi	Indikacionet/ Sherbimet	ROI
<p>CANDELA</p> <p>GENTLEMAX PRO</p> <p><u>Version vjeter</u></p> 	<p>ALEXANDRITE Laser 1.50m²</p> <p>Wavelength: ND:YAG - 1064 nm, ALEXANDRITE-755 nm</p> <p>Pulse duration: 0.350-100 ms Spot Sizes: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Small - 1.5 mm, 3 mm, 5 mm, 3 x 10 mm • Large - 20 mm, 22 mm <p>Optional: 1- DCD (Dynamic Cooling Device), 2 -ACC (Air Cooling Compatible)</p> <p>Production: Made in USA</p>	<p>Gentle Pro është një platformë lazer për klinikat estetike dhe dermatologjike që ofron një gamë të gjerë trajtimesh – epilim përfundimtar për të gjitha llojet e lëkurës, si dhe trajtimin e lezioneve pigmentare dhe vasculare. Platforma e lazerit Gentle Pro bazohet në teknologjitë e avancuara të lazerit Nd:YAG dhe lazerit Alexandrite për t'u ofruar estetistëve dhe dermatologëve, si dhe pacientëve, opsionet më të mira të mundshme të trajtimit.</p> <p>Të karakterizuara nga shpejtësia, efikasiteti dhe shkathtësia, pajisjet Gentle Pro Series përfaqësojnë standardin më të lartë të platformës lazer Nd:YAG dhe Alexandrite në treg.</p>	<p>Eliminimin/epilim i përhershëm, (cmimi per klient: 290 euro/ FB- full body)</p> <p>Trajtimi i lezioneve beninje të pigmentuara, (cmimi per klient: 130 euro/ ZT-nje zone e trajtuar)</p> <p>Trajtimi i lezioneve vasculare, (cmimi per klient: 130 euro/ZT)</p> <p>Onikomycosis (Ndyag) (cmimi per klient: 90 euro/ZT)</p>	<p>Nevoiten 155 klient FB per te nxjerr investimin e paisjes.</p>
<p>Kosto/ materiale konsumuese, opsionale</p>	<p>Candela GentleMax Pro Plus- CE DCD (Cryogen cooling) = Standrd Spot handpiece Candela GentleMax Pro Plus- CE ACC (Air cooling)= Standard Spot handpiece</p> <ul style="list-style-type: none"> • GMPP DCD Large Spot handpiece • GMPP DCD Small Spot handpiece • GMPP ACC Large Spot handpiece • Cryogen 			
<p>Cka perفشihet ne pakon standarde?</p>	<p>Paisja Candela GentleMax Pro - DCD ose ACC sistemi dhe Doreza Standarde, trajnimi klinik, certifikimi, Garancioni 24 muaj</p>			



DERMALS

European Medical Aesthetics

CILËSIA ËSHTË KURSIM